

## Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 (педиатрический) (электрод Mindray MR61 (1 шт./уп.))

Дефибрилляторы



### Ваша цена

Розница

**5 824 руб.\***

**\$72**

Оптовая цена

**5 258 руб.**

**\$65**

\* ориентировочная цена на 02.11.2025, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

**mindray**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 для BeneHeart D1, D3, D6 и серии C, (педиатрический)

Педиатрический электрод Mindray MR61 предназначен для безопасной и эффективной дефибрилляции, мониторинга и кардиостимуляции у детей с массой тела от 10 до 25 кг. Совместим с дефибрилляторами Mindray и обеспечивает точную передачу импульса с минимальной травматичностью для чувствительной кожи ребёнка.

Электрод выполнен из мягкого гибкого материала, легко фиксируется и не требует дополнительной подготовки кожи. Одноразовая конструкция и герметичная индивидуальная упаковка гарантируют безопасность и стерильность при каждом применении.

#### Особенности

- Предназначен для детей массой от 10 до 25 кг (примерно до 8 лет).
- Многофункциональное применение: дефибрилляция, мониторинг, кардиостимуляция.
- Самоклеящаяся поверхность для надёжной фиксации.
- Срок годности: до 24 месяцев с момента изготовления.
- Одноразовое использование — минимизация риска перекрёстного заражения.
- Готовность к применению — не требует предварительной подготовки кожи.
- Совместим с большинством моделей дефибрилляторов Mindray.
- Компактная герметичная упаковка — удобство хранения и транспортировки.

Педиатрический электрод Mindray MR61 совместим с дефибрилляторами линейки Mindray&nbsp;BeneHeart, включая модели:

- BeneHeart D1 (в версиях Public и Pro)
- BeneHeart D2
- BeneHeart D3
- BeneHeart D5
- BeneHeart D6
- Серия BeneHeart C (включая модели C1, C2 и др.)

Совместимость с этими устройствами обеспечивает надёжную и эффективную работу электрода при оказании экстренной помощи детям.

## Преимущества

- Оптимизирован для детей с массой тела от 10 до 25 кг.
- Подходит для дефибрилляции, мониторинга и наружной стимуляции.
- Надёжная фиксация на коже без раздражения — благодаря мягкому и гипоаллергенному материалу.
- Уменьшенная площадь контакта — для точной передачи энергии в педиатрии.

- Одноразовая конструкция — полная стерильность и отсутствие необходимости в обработке.
- Готов к применению — не требует предварительной подготовки кожи.
- Совместимость с дефибрилляторами Mindray серий BeneHeart и BeneView.
- Индивидуальная герметичная упаковка — удобное хранение и защита от загрязнений.
- Долгий срок хранения — до 2 лет.
- Компактный и лёгкий — подходит для скорой помощи, клиник и реанимаций.

## Характеристики

| Параметр:               | Показатель:                    |
|-------------------------|--------------------------------|
| Бренд                   | Mindray                        |
| Страна бренда           | Китай                          |
| Отрасли                 | Здравоохранение                |
| Габариты, мм            | ~100 × 100 × 10 (без упаковки) |
| Вес, кг                 | 0                              |
| Вес в упаковке, кг      | 0                              |
| Габариты в упаковке, мм | ~15 × 15 × 2                   |
| Страна производства     | Китай                          |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.