

Электрод для дефибрилляции Mindray MR62 (взрослый, детский)

Дефибрилляторы



mindray

Под заказ

Описание

Электрод для дефибрилляции Mindray MR62 (взрослый, детский)

Одноразовые внешние дефибрилляционные электроды с автоматической идентификацией. Предназначены для проведения реабилитационных действий для детей и взрослых.

Электроды не предназначены для повторного использования. Повторное применение влияет на точность измерений и чревато загрязнением и распространением инфекций. Не рекомендуется использовать высохшие электроды.

Запрещено чистить электроды спиртосодержащими соединениями и растворителями. Многофункциональные электроды с истекшим сроком службы подлежат утилизации.

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд Mindray

Страна бренда Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.