


Электрод для взрослых PG10S/RU7959 к дефибриллятору ДА-Н-01

Дефибрилляторы

- Электроды: одноразовые (только взрослые)

AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
С 1970 ГОДА

Временно не поставляется



Описание

Электрод PG10S/RU7959 для дефибриллятора ДА-Н-01, для взрослых

Многофункциональный электрод PG10S/RU7959 не стерилен и рекомендован для одноразового использования. Предназначен для проведения реабилитационных действий для взрослых в исполнении перед и бок.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010.

Совместим с дефибриллятором [Аксион ДА-Н-01](#).

Повторное применение влияет на точность измерений и чревато загрязнением и распространением инфекций. Не рекомендуется использовать высохшие электроды.

Запрещено чистить электроды спиртосодержащими соединениями и растворителями. Электроды с истёкшим сроком службы подлежат утилизации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017445.pdf
Электроды	одноразовые (только взрослые)

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.