

Электронагреватель для ДЭ-25М ИЮТЕ 681817.002

Сопутствующее оборудование и расходные материалы

Арт. 681817.002



Ваша цена

Розница

4 200 руб.

Оптовая цена

3 940 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Электронагреватель для ДЭ-25М ИЮТЕ 681817.002

Трубчатый электронагреватель трубчатый (ТЭН) для аквадистиллятора ДЭ-25М изготовлен из нержавеющей стали. Материал втулки — латунь. В комплект входят 2 гайки и 4 шайбы для электрического провода и прокладки для крепления к корпусу дистиллятора.

Резьба штуцеров: M14×1.5

Оболочка ТЭНа диаметром- 10 мм.

Резьба контактного стержня — M4.

Рабочая среда: вода.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	681817.002
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.