

## Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

Под заказ

### Описание

#### Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл – точный и эргономичный прибор для дозирования вязких и малых объемов жидкостей, а также для смешивания. Сочетает лёгкий вес, простоту использования механических дозаторов и высокую точность электронного устройства.

Моторизованное дозирование снижает нагрузку на руку и уменьшает риск хронических травм при повторяющихся движениях. Новус обеспечивает целостность данных благодаря сохранению программ и мониторингу количества шагов пипетирования между калибровочными интервалами, что важно для исследований по GLP.

Удобное управление операционной кнопкой лёгким нажатием указательного пальца позволяет сохранять естественное положение руки. Эргономичный корпус с регулируемым упором для пальца (поворот 120°) повышает комфорт длительной работы.

Дозатор поддерживает персонализацию пользователя, позволяет сохранять до 9 самых используемых режимов и обладает возможностью автоклавирования нижней части для соблюдения стерильности.

#### Особенности

- Русифицированное меню с подсветкой ЖК-дисплея для лёгкого обучения и управления.
- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/выдачи жидкости.
- Моторизованное дозирование снижает нагрузку на кисть и риск травм.
- Эргономичный дизайн с регулировкой упора для пальца (120°) и лёгким весом.
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости для около 4 000 дозирования без подзарядки.
- Персонализация пользователя и сохранение до 9 режимов.
- Совместимость с одноканальными и многоканальными моделями, включая 16-канальные для 384-луночных планшетов.
- Простой уход, самостоятельная перекалибровка, возможность автоклавирования нижней части дозатора.
- Рекомендуются оригинальные наконечники ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» и Thermo Fisher Scientific.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	30 – 300 мкл
Точность	30 мкл – ±0,9 мкл, 300 мкл – ±1,8 мкл
Наконечник	300 мкл
Тип	1-канальный, электронный

### Преимущества

- Русифицированное меню с подсветкой ЖК-дисплея обеспечивает лёгкое обучение и управление.

- Моторизованное дозирование уменьшает нагрузку на кисть и снижает риск хронических травм.
- Эргономичный дизайн с регулировкой упора для пальца (120°) повышает комфорт длительной работы.
  - Лёгкий вес позволяет длительное использование без утомления.
  - Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает около 4 000 дозирования без подзарядки.
  - Поддержка персонализации пользователя и сохранение до 9 самых используемых режимов.
  - Широкий диапазон объёма дозирования: 30 – 300 мкл.
  - 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/выдачи жидкости для различных задач.
  - Совместимость с одноканальными и многоканальными моделями, включая 16-канальные для 384-луночных планшетов.
  - Простой уход и самостоятельная перекалибровка для сохранения высокой точности.
  - Возможность автоклавирования нижней части дозатора для соблюдения стерильности.
  - Рекомендуется использовать оригинальные наконечники ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» и Thermo Fisher Scientific.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031802.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031802.pdf</a>

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.