

Фармацевтический холодильник Haier HYC-940

Фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °C: +2...+8
- Общий объём, л: 890
- Объём холодильной камеры, л: 890



Пол заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник Haier HYC-940

МЫМЫНаіег НҮС-940 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин и реагентов при температуре +2 до +8 °C. МЫМ

⊠№№ Холодильник оснащён микропроцессорным управлением и большим цифровым дисплеем для удобного считывания показаний. Система принудительного воздушного охлаждения с оптимизированным распределением воздуха обеспечивает максимальную однородность температуры по всей камере и быстрое восстановление рабочего режима.

ММММПР отклонении температуры или неисправности датчика система подаёт звуковой и световой сигнал. Предусмотрена возможность отключения звуковой сигнализации. Система аварийного оповещения срабатывает при сбоях работы, открытой дверце или перебоях электропитания. Вентиляторы и компрессор используют высокотехнологичные электродвигатели, не требующие обслуживания. МММ

⊠⊠⊠Регулируемые по высоте полки позволяют размещать упаковки различных размеров. Двери с встроенным стеклопакетом обеспечивают надёжную термоизоляцию, есть дверной замок и подсветка камеры. Встроенный резервный аккумулятор сохраняет настройки работы до 72 ч.

ВВВВХолодильник легко перемещать благодаря роликам с фиксаторами. Широкий диапазон напряжения позволяет работать в условиях нестабильного электропитания. ВВВ

Особенности

- Высокая эффективность компрессора
- Принудительное воздушное охлаждение
- Оптимизированная система распределения воздуха
- Микропроцессорное управление
- Цифровой дисплей
- Звуковые и световые сигналы
- Дистанционная сигнализация
- Система аварийного оповещения
 Резервный аккумулятор на 72 ч
- Самозакрывающиеся стеклянные двери
- Термоизоляция из пенополиуретана
- Дверной замок
- Ножки и колёса
- Подсветка холодильной камеры
- Регистратор температуры (опция)

Технические характеристики

ПараметрЗначение

ИсполнениеВертикальное, двойная дверь с прозрачным стеклом

Климатический классN

Тип охлажденияПринудительное воздушное охлаждение



Режим разморозкиАвтоматический	
КонтроллерМикропроцессорный	
ДисплейСветодиодный	
ХладагентНС	
Полки / ящики12 / -	
Габариты внутренние (Ш × Г × В), мм1 030 × 590 × 1 $^{\circ}$	425
USB портопция	
Сила тока, А3,5	

Преимущества

- Высокая эффективность компрессора. Система принудительного воздушного охлаждения. Оптимизированная система распределения воздуха.
- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.

- Звуковые и световые сигналы.
 Дистанционная сигнализация.
 Система аварийного оповещения.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Резервный аккумулятор.
- Термоизоляция.
- Дверной замок.Подсветка холодильной камеры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Тип холодильника	для вакцин, фармацевтический
Температура в холодильнике, °С	+2+8
Общий объём, л	890
Объём холодильной камеры, л	890
Хладагент	HC
Максимальный шум, дБ	43
Габариты, мм	1 130 × 755 × 1 980
Вес, кг	227
Вес в упаковке, кг	279
Габариты в упаковке, мм	1 250 × 850 × 2 130
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	700



Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.