

## Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1

Фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**33 891 руб.**

Оптовая цена  
**33 043 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 140
- Объём холодильной камеры, л: 140

## Описание

### Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C в аптеках, клиниках, лабораториях и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающего воздуха от +10 до +35 °C.

Модель выполнена в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком с замком. Тонированное стекло защищает содержимое от воздействия инфракрасных лучей. Внутри холодильника находятся пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов (2 шт.).

### Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры
- Система принудительной циркуляции воздуха
- Дверь-стеклоблок с замком
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отображение температуры на табло панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
- Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан
- Роликовые опоры для перемещения холодильника
- Декоративная шторка и кронштейн

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Точность поддержания температуры	±2 °C
Система оттаивания	автоматическая
Термокарта	наличие
Энергопотребление (при +25 °C)	0,73 кВт·ч/сутки
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок	3
Размеры внутренние (Ш × Г × В)	528 ± 10 × 420 ± 10 × 702 ± 15 мм
Условия эксплуатации	температура воздуха +10...+35 °C, влажность до 80% при +25 °C
Средний срок службы	10 лет

## Преимущества

- Прозрачная дверь-стеклоблок с тонировкой – защищает хранящиеся препараты от воздействия инфракрасных лучей и позволяет контролировать содержимое без открытия двери.
- Система принудительной циркуляции воздуха – обеспечивает равномерное распределение температуры по всей камере.
- Автоматическое поддержание температуры – минимизирует колебания и предотвращает перегрев или переохлаждение содержимого.
- Отключение вентилятора при открывании двери – повышает энергоэффективность и снижает нагрузку на компрессор.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – позволяют аккуратно организовать хранение мелких упаковок и ампул.
- Роликовые опоры – обеспечивают лёгкое перемещение холодильника при необходимости.
- Декоративная шторка и кронштейн – добавляют удобство эксплуатации и эстетичный вид прибора.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030744.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030744.pdf</a>
<b>Тип холодильника</b>	фармацевтический
<b>Форм-фактор холодильника</b>	компактный
<b>Дверцы</b>	прозрачные стеклянные
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	+2...+15
<b>Общий объём, л</b>	140
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	140
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Хладагент</b>	R600a (озонобезопасный)
<b>Максимальный шум, дБ</b>	55
<b>Габариты, мм</b>	600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) × 910±15
<b>Вес, кг</b>	45
<b>Вес в упаковке, кг</b>	48
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	630 × 650 × 970
<b>Электропитание, В</b>	220

Потребляемая мощность, Вт	75
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.