

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 33 226 руб. 32 395 руб.**

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 140
- Объём холодильной камеры, л: 140

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1

Фармацевтический холодильник ПОЗИС $X\Phi$ -140–1 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C в аптеках, клиниках, лабораториях и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающего воздуха от +10 до +35 °C.

Модель выполнена в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком с замком. Тонированное стекло защищает содержимое от воздействия инфракрасных лучей. Внутри холодильника находятся пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов (2 шт.).

Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры
- Система принудительной циркуляции воздуха
- Дверь-стеклоблок с замком
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отображение температуры на табло панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов 2 шт.
- Теплоизоляция холодильника пенополиуретан
- Роликовые опоры для перемещения холодильника
- Декоративная шторка и кронштейн

Технические характеристики

Параметр Зна	ачение		
Точность поддержа	іния температуры	±2	°C
Система оттаивания	я автоматиче	ская	
Термокарта н	наличие		
Энергопотребление	е (при +25 °C)	0,73 кВ	Вт∙ч/сутки
Климатический кла	сс УХЛ 4.2		
Степень защиты	IP20		
Количество полок	3		



Размеры внутренни	ıe (Ш × Г × В) 5	28 ± 10 × 420 ± 10 × 702 ± 15 мм
Условия эксплуатации температура		ра воздуха +10+35 °C, влажность до 80% при +25 °C
Средний срок служ	бы 10 лет	

Преимущества

- Прозрачная дверь-стеклоблок с тонировкой защищает хранящиеся препараты от воздействия инфракрасных лучей и позволяет контролировать содержимое без открытия двери.
 • Система принудительной циркуляции воздуха — обеспечивает равномерное распределение
- температуры по всей камере.
- Автоматическое поддержание температуры минимизирует колебания и предотвращает перегрев или переохлаждение содержимого.
- Отключение вентилятора при открывании двери повышает энергоэффективность и снижает нагрузку на компрессор.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов позволяют аккуратно организовать хранение мелких упаковок и ампул.
- Роликовые опоры обеспечивают лёгкое перемещение холодильника при необходимости.
- Декоративная шторка и кронштейн добавляют удобство эксплуатации и эстетичный вид прибора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	компактный
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °С	+2+15
Общий объём, л	140
Объём холодильной камеры, л	140
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	
	600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) ×
	910±15
Вес, кг	45
Вес в упаковке, кг	48
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 970



Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	75
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.