

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-3

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 34 913 руб. 34 040 руб.**

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 140
- Объём холодильной камеры, л: 140

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-3

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-3 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Он подходит для использования в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях, научно-исследовательских институтах и других учреждениях здравоохранения, где требуется строгий контроль температурного режима и безопасное хранение препаратов.

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком с замком, оснащён системой принудительной циркуляции воздуха и микропроцессорным регулятором температуры БУ-М01. Температура в камере поддерживается автоматически и отображается на цифровом табло. При отклонении температуры от заданного значения активируется система сигнализации. Для удобства перемещения предусмотрены роликовые опоры. Автоматическая система оттаивания облегчает обслуживание оборудования.

Модель имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ ФСР 2009/05705 от 30.08.2023 и прошла процедуру валидации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции EAЭC. На POZIS XФ–140–3 предоставляются термокарты.

Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- Система принудительной циркуляции воздуха;
- Дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием и замком;
- Автоматическое поддержание температуры в камере;
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- Отображение температуры на панели управления;
 Отключение вентилятора при открывании двери;
- Пластиковые контейнеры для препаратов 2 шт.;
- Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
- Роликовые опоры для удобного перемещения;
- Декоративная шторка и кронштейн.

Функции блока управления БУ-М01

- Поддержание и индикация температуры, сигнализация отклонений;
- Запись времени, даты и температуры в энергонезависимую память;
- Индикация отсутствия электропитания с записью в файл;
- Формирование ежедневных файлов формата .txt с датой в названии;
- Работа системы мониторинга до 24 часов при отключении электропитания;



- Настройка частоты регистрации от 1 раза в минуту до 1 раза в час;
- Запись до 45 000 показаний температуры;
- Автоматическая перезапись старых файлов, возможность расширения памяти;
- Фиксация изменений параметров работы контроллера в файле;
- Работа от аккумуляторов с автоматическим восстановлением заряда.

Технические характеристики

Параметр3начение	
Точность поддержания температуры±2 °C	
Система оттаивания Автоматическая	
Расход электроэнергии0,73 кВт-ч/сутки	
Климатический классУХЛ 4.2	
Степень защитыІР20	
Количество полок3	
Размеры внутренние528 ± 10 × 420 ± 10 × 702 ± 15 мм	1
Условия эксплуатации+10 +35 °C, влажность до 80%	при 25 °C

Средний срок службы10 лет

Преимущества

- Температурный диапазон от +2°C до +8°C обеспечивает стабильные условия для хранения вакцин, препаратов и биологических образцов.
- Цифровое микропроцессорное управление с индикацией температуры гарантирует точность контроля параметров.
- Система световой и звуковой сигнализации предупреждает о выходе температуры за допустимые пределы или перебоях электропитания.
- Компактные размеры позволяют разместить холодильник даже в ограниченном пространстве.
- Встроенный замок предотвращает несанкционированный доступ к содержимому.
- Энергоэффективная теплоизоляция снижает потери холода и экономит электроэнергию.
 Прочный корпус выдерживает регулярную санитарную обработку.
- Регулируемые по высоте полки удобны для хранения упаковок разных размеров.
- Внутреннее освещение обеспечивает комфортный доступ и обзор содержимого.
- Функция автономного поддержания температуры сохраняет холод при отключении питания на определённое время.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °С	+2+15
Общий объём, л	140
Объём холодильной камеры, л	140
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a (озонобезопасный)



Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	
	600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) ×
	910±15
Вес, кг	45
Вес в упаковке, кг	48
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 970
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	75
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.