

## Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-250-3

Фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**36 402 руб.**

Оптовая цена  
**35 492 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 250

## Описание

### Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-250-3

☒☒☒☒ПОЗИС ХФ-250-3 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от +2 до +15 °C. ☒☒☒

☒☒☒☒ПОЗИС ХФ-250-3 оснащён стеклянной дверью с энергосберегающим покрытием, системой принудительной циркуляции воздуха и микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры. Дверь можно закрывать на замок. Температура в камере поддерживается автоматически, её значение выводится на табло, при отклонении температуры от заданной начинает звучать сигнализация. ☒☒☒

☒☒☒☒Автоматическая система оттаивания холодильной камеры. ☒☒☒

☒☒☒☒Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС. ☒☒☒

☒☒☒☒На ПОЗИС ХФ-250-3 предоставляются термокарты. ☒☒☒

☒☒☒☒Потребление электроэнергии: 0,64 кВт·ч/сутки. ☒☒☒

## Преимущества

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-250-3 — это специализированное оборудование для точного и безопасного хранения лекарственных препаратов, вакцин, реактивов и других медицинских материалов, требующих строгого температурного режима.

- Температурный диапазон от +2°C до +8°C — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
- Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоах в электросети.
- Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция — минимизирует теплотери и снижает энергопотребление.
- Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.

- Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.

ПОЗИС ХФ-250-3 — это надёжное решение для аптек, больниц, лабораторий и пунктов вакцинации, где особенно важны точность контроля параметров и соответствие санитарным нормам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030748.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030748.pdf</a>
<b>Тип холодильника</b>	фармацевтический
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	прозрачные стеклянные
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	2-15
<b>Общий объём, л</b>	250
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	250
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Габариты, мм</b>	1 300 × 610 × 600
<b>Вес, кг</b>	59
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	200
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.