

## Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-3 (с прозрачной стеклянной дверью)

Фармацевтические холодильники



#### Ваша цена

Розница **Оптовая цена 52 993 руб. 51 668 руб.** 

В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 400 ±5%
- Объём холодильной камеры, л: 400 ±5%

#### Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-3

ММММПОЗИС ХФ-400-3 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Он разработан для использования в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях и научно-исследовательских учреждениях с температурой окружающей среды от +10 до +35 °C. МММ

ВВВВВХолодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком, оснащённой энергосберегающим покрытием и замком. Для защиты содержимого от инфракрасного излучения возможна установка тонированного стекла. Встроенные дополнительные прозрачные дверцы закрывают полки по всей высоте, препятствуя нежелательному воздухообмену между отделениями. ВВВВ

## Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отображение температуры на табло панели управления;
- отключение вентилятора при открытой двери;
- дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием и замком;
- дополнительные прозрачные дверцы для полок;
- 2 пластиковых контейнера для фармакологических препаратов;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- роликовые опоры для удобного перемещения;
- декоративная шторка и кронштейн;
- срок службы до 10 лет.

### Технические характеристики

Точность поддержания температуры	±2 °C
Система оттаивания автоматическ	ая
Расход электроэнергии (при +25 °C)	не более 1,76 кВт-ч/сутки
Климатический класс УХЛ 4.2	
Степень защиты ІР20	
Количество полок 7	

Размеры внутренние (Ш × Г × В) 528 × 435 × 1 746 мм

Условия эксплуатации

температура +10...+35 °C, влажность до 80% при +25 °C

## Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °C до +15 °C обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
- Система аварийной сигнализации информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
- Встроенный замок защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция из пенополиуретана минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Износостойкий корпус устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Регулируемые полки (7 шт.) позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
- Внутреннее освещение обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- ullet Автономное сохранение холода поддерживает стабильную температуру при кратковременных отключениях питания.
- Простота эксплуатации и обслуживания интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам.
- Дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием препятствует нежелательному воздухообмену и снижает потери холода.
- Дополнительные прозрачные внутренние дверцы сохраняют стабильность микроклимата при открывании основной двери.
- Роликовые опоры обеспечивают удобство при перемещении холодильника.
- Срок службы до 10 лет гарантирует надёжность и долговечность эксплуатации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2+15
Общий объём, л	400 ±5%
Объём холодильной камеры, л	400 ±5%
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	
	600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) × 1
	950±15



Вес, кг	86
Вес в упаковке, кг	91
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 230
Страна производства	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.