

Физический лабораторный стол НВ-1500 П

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница
34 400 руб.

Оптовая цена
33 024 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
- Особенности: с надстройкой, со встроенными розетками
- Ширина столешницы, мм: 1520
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик

Описание

Лабораторный стол НВ-1500 П

НВ-1500 П — это пристенные лабораторные столы с металлической рамой и шириной столешницы 1520 мм. Предназначены для работы стоя (высота столешницы — 850 мм).

Две навесных тумбы — одна с тремя ящиками на роликовых направляющих, вторая с простой полкой — позволяют хранить всё необходимое рядом с рабочим местом.

Оборудованы надстройкой с одной полкой и встроенным диодным светильником. Также в надстройку встроены две розетки, заземлённая и незаземленная (кроме бюджетной модели НВ-1500 ПК-М, она без электроразводки, то есть без розеток и без подсветки, и без тумб).

Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий.

Габариты стола в собранном виде вместе с надстройкой: 1520×700×1650 мм. Ножки регулируются по высоте.

Мы предлагаем лабораторные столы с различным материалом рабочей поверхности:

Исполнение	Покрытие столешницы
НВ-1500 ПЛ	Ламинат
НВ-1500 ПК	Керамогранитная плитка
НВ-1500 ПК-М	Бюджетная модель без электропроводки и тумб
НВ-1500 ПП	Полипропилен

НВ-1500 ПСП Химически стойкий пластик

По предварительному заказу столы можно комплектовать подкатными тумбами и кранами для специальных газов. В стандартном исполнении мы предлагаем столы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027815.pdf
Серия	НВ
Тип	высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
Особенности	с надстройкой, со встроенными розетками
Ширина столешницы, мм	1520
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик
Габариты, мм	1520×700×1650

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.