

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 100×150 мм

Электротерапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 100 × 150 мм

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 100 × 150 мм — многоразовый токопроводящий электрод двухлопастной формы, предназначенный для проведения физиотерапевтических процедур с использованием электрического тока. Электрод применяется в физиотерапии щитовидной железы и предусматривает соединение с токопроводом через специальный карман.

Основу электрода составляют 6 слоёв фланелевой ткани. Материал хорошо впитывает и удерживает влагу, обеспечивая равномерное распределение тока и плотный контакт электрода с кожей во время процедуры.

Под верхним слоем фланели расположен токораспределительный элемент из углеродной (графитизированной) ткани. Он равномерно распределяет электрический ток по площади электрода.

В центральной части электрода предусмотрена прорезь-карман, в которую помещают токоотвод для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Особенности

- Двухлопастная форма электрода.
- Основа из 6 слоёв фланелевой ткани.
- Фланель хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Токораспределительный элемент из углеродной (графитизированной) ткани.
- Равномерное распределение тока по площади электрода.
- Прорезь-карман для размещения токоотвода.
- Многоразовое применение.
- Размер электрода — 100 × 150 мм.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Физиотерапия щитовидной железы
Размер	100 × 150 мм
Основная ткань	Фланель
Количество слоёв фланели	6
Токораспределительный элемент	Углеродная (графитизированная) ткань
Соединение с токопроводом	Карман
Применение	Многоразовое

Совместимость

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 100 × 150 мм совместим со следующими физиотерапевтическими аппаратами:

- РЕФТОН-01-А.
- РЕФТОН-01-П.
- РЕФТОН-01-АИ.
- РЕФТОН-01-РФТЛС.

Преимущества

- Специальная двухлопастная форма для использования при физиотерапевтических процедурах в области щитовидной железы.
- Шесть слоёв фланелевой ткани обеспечивают хорошее впитывание и удержание влаги.
- Влагопоглощающая структура фланели способствует равномерному распределению электрического тока и комфортному контакту с кожей.
- Токораспределительный элемент выполнен из углеродной (графитизированной) ткани.
- Углеродная ткань обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.
- Прорезь-карман в центральной части предназначена для размещения токоотвода и подключения к физиотерапевтическому аппарату.
- Подходит для проведения процедур гальванизации, электрофореза и работы с импульсными токами.
- Многоразовая конструкция позволяет использовать электрод для повторных физиотерапевтических процедур.
- Размер 100 × 150 мм обеспечивает соответствующую площадь контакта с областью воздействия.
- Совместимость с аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АЗГАР
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Габариты, мм	100×150
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.