

Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

Неонатальное оборудование

Ваша цена

Розница
229 900 руб.

Оптовая цена
218 405 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
 С 1970 ГОДА

Под заказ



НДС не облагается

Описание

Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

ОФТН-03 – это современный фототерапевтический облучатель, предназначенный для лечения неонатальной гипербилирубинемии (физиологической и патологической желтухи новорождённых).

Аппарат генерирует свет в синем спектре с длиной волны, наиболее эффективной для разрушения билирубина в коже и крови младенца. Это позволяет безопасно и эффективно снизить его концентрацию, сократив необходимость в инвазивных вмешательствах.

ОФТН-03 может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с устройствами обогрева, кюветами или открытыми реанимационными системами. Компактная конструкция, устойчивое основание и простое управление делают его удобным для использования в любых условиях – от палат до реанимационных отделений.

Устройство соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, зарегистрировано в реестре медицинской техники РФ и рекомендовано к применению в родильных домах, перинатальных центрах и отделениях новорождённых.

Преимущества

- Эффективное лечение желтухи новорождённых за счёт оптимальной длины волны синего света (≈ 450 нм).
- Мягкое воздействие на кожу ребёнка – не вызывает перегрева и повреждения тканей.
- Совместимость с кюветами, обогревателями и реанимационными столами.
- Регулируемая высота и наклон панели облучения – для точного позиционирования над пациентом.
- Устойчивое основание на колёсах с фиксаторами – безопасная установка и мобильность.
- Низкое энергопотребление и долгий срок службы источников света.
- Простота в управлении – понятная панель с индикацией времени процедуры и работы ламп.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ и регистрация в реестре медицинской техники.
- Производство в России – оперативная поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020528.pdf>

Дисплей

Цифровой дисплей с индикацией текущего времени сеанса, заданного времени и времени наработки

Питание

от сети

Габариты, мм

675 × 350 × 155

Электропитание, В

220

Потребляемая мощность, Вт

40

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.