

## Функциональная детская кровать ДЗМО КФ2-2

Неонатальное оборудование



### Ваша цена

Розница  
**71 760 руб.**

Оптовая цена  
**58 843 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Функциональная детская кровать ДЗМО КФ2-2

Функциональная детская кровать ДЗМО КФ2-2 предназначена для размещения детей в возрасте от 1 года до 5 лет в условиях лечебно-профилактических учреждений. Конструкция обеспечивает безопасное, удобное и регулируемое положение пациента при проведении медицинских процедур и ухода.

Каркас кровати выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, обеспечивающим высокую прочность, долговечность и устойчивость к дезинфицирующим средствам. Односекционное ложе изготовлено из стального перфорированного листа, что обеспечивает вентиляцию и равномерное распределение нагрузки.

Кровать оснащена механизмами регулировки высоты ложа и углов наклона с помощью гребёнок, с возможностью установки положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург». Конструкция установлена на четырёх колёсных опорах, две из которых оснащены тормозами, что обеспечивает мобильность и надёжную фиксацию.

Для повышения безопасности предусмотрены регулируемые боковые ограждения с фиксацией защёлками, а также угловые роликовые бамперы, защищающие конструкцию от повреждений при контакте со стенами и оборудованием. Максимальная допустимая нагрузка составляет 80 кг.

Кровать предназначена для эксплуатации в условиях стационаров и соответствует требованиям медицинской гигиены. При необходимости может использоваться совместно с матрасом, специально разработанным для данной модели: [односекционный матрас для детской кровати ДЗМО КФ2-2](#).

### Особенности

- Прочная конструкция из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.
- Односекционное перфорированное ложе для вентиляции и прочности.
- Регулировка высоты ложа и углов наклона с помощью гребёнок.
- Положения «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».
- Четыре колёсные опоры, две из которых оснащены тормозами.
- Регулируемые боковые ограждения с надёжной фиксацией.
- Угловые роликовые бамперы для защиты от повреждений.
- Экологически безопасные и устойчивые к дезинфекции материалы.
- Максимальная нагрузка до 80 кг.

### Комплектация

- Основание с колёсными опорами;
- Подматрачная рама;
- Боковые ограждения (спинки);
- Металлическая полка под горшок.

### Технические характеристики

| Характеристика                           | Значение   |
|--|------------|
| Габаритные размеры подматрачной рамы, мм | 1175 × 642 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Высота ложа, мм                    | 511 – 783 |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 10°       |
| Угол наклона ложа в сторону ног    | 10°       |
| Допустимая нагрузка на кровать, кг | 80        |

## Преимущества

- Прочная конструкция из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, обеспечивающая долговечность эксплуатации.
- Односекционное перфорированное ложе, обеспечивающее вентиляцию и равномерное распределение нагрузки.
- Регулировка высоты ложа и углов наклона с помощью гребёнок для адаптации под медицинские задачи.
- Возможность установки положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».
- Регулируемые боковые ограждения с надёжной фиксацией защёлками для безопасности пациента.
- Четыре колёсные опоры, две из которых оснащены тормозами для устойчивой фиксации.
- Угловые роликовые бамперы для защиты конструкции от механических повреждений.
- Максимальная нагрузка до 80 кг, позволяющая использовать кровать для детей различного веса.
- Экологически безопасные материалы, устойчивые к регулярной дезинфекции.
- Оптимальная конструкция для использования в условиях стационаров и педиатрических отделений.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:   |
|----------------------------|---|
| <b>Бренд</b>               | ДЗМО  |
| <b>Страна бренда</b>       | Россия  |
| <b>Отрасли</b>             | Для кабинета педиатра   |
| <b>Ссылка на документы</b> | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039987.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039987.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>        | 1355×775×1194   |
| <b>Вес, кг</b>             | 65  |
| <b>Вес в упаковке, кг</b>  | 66  |
| <b>Страна производства</b> | Россия  |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.