

Галогенная лампа КГМ 12-10-2 для КФК-3

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница
1 561 руб.

Оптовая цена
1 510 руб.

**Сделано
 в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрофотометров КФК

Описание

Галогенная лампа КГМ 12-10 -2 для КФК-3

Запасная галогенная лампа для фотометров [КФК-3-01](#).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Подходит для	спектрофотометров КФК

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.