

## Галогенная лампа КГМ 12-10-2 для КФК-3

Кюветы и запчасти



### Ваша цена

Розница  
**2 210 руб.**

Оптовая цена  
**2 135 руб.**

**Сделано  
в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрофотометров КФК

## Описание

### Галогенная лампа КГМ 12-10 -2 для КФК-3

Запасная галогенная лампа для фотометров [КФК-3-01](#).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Подходит для	спектрофотометров КФК

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.