

## Газоанализатор CO Testo 315-4

Газоанализаторы и течеискатели    Арт. 0632 3155



- Измеряет концентрацию: угарного газа (CO)



Под заказ

### Описание

#### Прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде Testo 315-4

Прибор для измерения концентрации CO. С помощью высокочувствительного электрохимического сенсора CO прибор позволяет определить самые низкие концентрации высокотоксичного угарного газа. Вы сможете безошибочно определить, насколько безопасно функционирует Ваша система отопления или вентиляции.

---

Газ Угарный газ (CO)

---

Диапазон измерений, ppm 0...100

---

Погрешность, ppm  $\pm 3$  (0...20 ppm)  
 $\pm 5$  (>20 ppm)

Разрешение, ppm 0,5

В процессе проведения измерений прибор оповестит о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов. Пороговые значения можно изменить самостоятельно.

Благодаря прочной конструкции прибор надёжно защищён от внешнего воздействия. К прибору можно подключить дополнительный модуль измерения температуры и влажности, ИК-принтер (приобретаются отдельно).

Батарея: литиево-полимерный аккумулятор, который можно зарядить через блок питания с USB-разъёмом. Время работы аккумулятора: около 50 часов.

Комплект поставки

- Testo 315-4.
- Блок питания с USB-выходом и кабелем.
- Протокол калибровки.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

0632 3155

Бренд

Testo

Страна бренда

Германия

Измеряет концентрацию

угарного газа (CO)

Габариты, мм

190×65×40

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.