

## Газовый течеискатель Testo 316-1

Газоанализаторы и течеискатели    Арт. 0632 0316



- Измеряет концентрацию: метана (CH<sub>4</sub>)
- Особенности: гибкий измерительный зонд



Под заказ

### Описание

---

#### Газовый течеискатель Testo 316-1

Большое количество разрушительных взрывов и пожаров возникает по причине негерметичности газопроводов. Однако даже самые незначительные утечки в газовых трубопроводах, наличие которых не всегда сопровождается специфичным запахом, приводят к повышенному расходу топлива и повышают риск возникновения аварийных ситуаций.

Причиной утечки могут являться, например, так называемые волосяные трещины в трубопроводе (вид трещин, которые не всегда можно обнаружить невооружённым глазом). Широко используемый уплотнительный материал, такой как пакля, со временем может также потерять свои уплотнительные свойства.

Поиск и обнаружение течей проводится путём анализа герметичности точек соединений труб, например, фитингов, фланцев, резьбовых фитингов и газовых регулирующих заслонок. Также очень важно проверять входящие в здания газовые трубы и трубы, скрытые в углублениях в области воздухоотводов. Наиболее передовой метод поиска и обнаружения течей — это метод с использованием электронного газового сенсора.

С помощью Testo 316-1 вы можете выполнить проверку газовых трубопроводов на герметичность в достаточно короткие сроки. Течеискатель поможет найти локализацию течи быстро, точно и надёжно.

Порог обнаружения утечек метана составляет 100 ppm CH<sub>4</sub>. Диапазон измерений 100...10000 ppm.

При превышении пороговых значений (I предельное значение — 200 ppm, II — 10000 ppm) срабатывает звуковое оповещение, а индикатор течеискателя загорается жёлтым или красным соответственно.

Testo 316-1 работает на батарейках типа Крона (9 В). Время работы от одной батарейки составляет более 5 часов.

### Преимущества

---

#### Преимущества Testo 316-1

- Съёмный гибкий зонд для локализации утечек в труднодоступных участках газопровода.
- Звуковое и визуальное сигнальное оповещение при превышении предельных значений.
- Опциональный чехол TopSafe защищает прибор от загрязнений и повреждений.

### Характеристики

---

Параметр:

## Показатель:

Артикул	0632 0316
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет концентрацию	метана (CH <sub>4</sub> )
Особенности	гибкий измерительный зонд
Габариты, мм	190×57×42
Вес, кг	0.3

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.