

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03

Гинекологические кресла Арт. 2325



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 представляет собой надежное и функциональное решение для оснащения смотровых, урологических и гинекологических кабинетов. Данная модель разработана для максимально комфортного и безопасного размещения пациенток при проведении плановых обследований, терапевтических процедур и малых хирургических вмешательств. Важным преимуществом изделия является наличие позиции «Тренделенбург», что критически необходимо для оказания экстренной помощи.

Изделие базируется на прочном сварном каркасе из стальной профильной трубы (60 × 30 мм), гарантирующем абсолютную устойчивость конструкции. Настройка высоты сиденья осуществляется плавно и без физических усилий врача благодаря электрическому приводу, встроенному в колонну, с управлением от ручного пульта. Регулировка углов наклона спинной и тазовой панелей производится бесступенчато при помощи надежного рычажного механизма и двух пневмопружин. Для интеграции в любой интерьер клиники доступен широкий выбор расцветок обивки, включая базовые бежевый, красный, синий, серый, голубой, зеленый и белый цвета, представленные в файле изображение.png[cite: 1].

Конструктивные особенности

- Электрический привод обеспечивает плавную регулировку высоты лежа в широком диапазоне (от 1 490 до 1 840 мм), снижая нагрузку на спину медицинского персонала.
- Бесступенчатая пневматическая настройка спинной и тазовой секций позволяет мгновенно адаптировать кресло под анатомические особенности пациентки.
- Мягкие элементы выполнены из плотного пенополиуретана толщиной 50 мм на твердом основании и обтянуты бесшовной винилискожей, устойчивой к истиранию и агрессивным дезинфектантам.
- Анатомические опоры по Геппелю изготовлены из литого пенополиуретана, что обеспечивает высокий уровень комфорта и исключает скольжение во время процедур.
- Упоры для рук и стойки для ног выполнены из гладкого профиля нержавеющей стали (диаметром 16 мм), что гарантирует защиту от коррозии на весь срок эксплуатации.
- Металлический каркас защищен экологически чистым полимерно-порошковым покрытием, невосприимчивым к многократной санитарной обработке.

Комплект поставки

- Кресло гинекологическое КГ-03 – 1 шт.
- Опоры для ног по Геппелю – 2 шт.
- Упоры для рук – 2 шт.
- Ступенька – 1 шт.
- Тазики из нержавеющей стали – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика Значение

Код вида номенклатурной классификации 151550

Привод изменения высоты Электрический (встроен в колонну)

☒ ☒ ☒ ☒ Механизм регулировки панелей ☒ ☒ ☒ ☒ Рычажный (2 пневмопружины) ☒ ☒ ☒ ☒
☒ ☒ ☒ ☒ Положение «Тренделенбург» ☒ ☒ ☒ ☒ Да ☒ ☒ ☒ ☒
☒ ☒ ☒ ☒ Материал каркаса ☒ ☒ ☒ ☒ Стальная профильная труба (60 × 30 мм и 40 × 25 мм) ☒ ☒ ☒ ☒
☒ ☒ ☒ ☒ Материал обивки ☒ ☒ ☒ ☒ Бесшовная винилискожа (пенополиуретан 50 мм) ☒ ☒ ☒ ☒

Преимущества

- Обеспечение экстренной помощи благодаря встроенной функции быстрого перевода ложа в противошоковое положение «Тренделенбург».
- Высокая гигиеничность и легкость уборки за счет применения бесшовной технологии обтяжки мягких элементов качественной винилискожей.
- Экономия рабочего времени врача благодаря мгновенной бесступенчатой настройке секций с помощью надежных пневмопружин.
- Абсолютная устойчивость и долговечность благодаря монолитному усиленному каркасу с полимерно-порошковым покрытием.
- Возможность модульного дооснащения кресла ножной секцией, инъекционным столиком или штативом для расширения спектра оказываемых услуг.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	2325
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010041177.pdf
Предназначен для	гинекологии
Габариты, мм	1122×1025×1840
Вес в упаковке, кг	80
Габариты в упаковке, мм	1500×650×730
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.