

## Глюкометр Diamedical iCHECK с тест-полосками (25 шт.)

Гематологические анализаторы



### Ваша цена

Розница  
**6 670 руб.**

Оптовая цена  
**6 612 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Глюкометр Diamedical iCHECK с тест-полосками (25 шт.)

Глюкометр Diamedical iCHECK с тест-полосками (25 шт.) – портативная система контроля уровня глюкозы в капиллярной крови, предназначенная для диагностики *in vitro*. Прибор обеспечивает быстрое и точное измерение концентрации глюкозы с использованием минимального объема крови и подходит для применения как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Измерение выполняется электрохимическим методом, что обеспечивает высокую точность результатов. Для анализа требуется не более 0,9 мкл крови, а время получения результата составляет всего 9 секунд. Глюкометр отображает результаты в ммоль/л, сохраняет до 180 результатов измерений с датой и временем и автоматически рассчитывает средние значения за 7, 14, 21 и 28 дней.

Компактный корпус, автоматическое отключение для экономии заряда батареи, возможность регулировки глубины прокола и длительный срок службы элемента питания делают прибор удобным для ежедневного использования. В комплект поставки входят тест-полоски, стерильные ланцеты и все необходимые принадлежности для начала работы сразу после покупки.

### Особенности

- Портативная система контроля уровня глюкозы в капиллярной крови.
- Диагностика *in vitro*.
- Электрохимический метод измерения.
- Минимальный объем образца – не более 0,9 мкл.
- Получение результата всего за 9 секунд.
- Диапазон измерения от 1,7 до 41,7 ммоль/л.
- Отображение результатов в ммоль/л.
- Память на 180 результатов с датой и временем.
- Расчёт средних значений за 7, 14, 21 и 28 дней.
- Регулируемая глубина прокола ланцетом.
- Автоматическое отключение через 1 или 3 минуты ожидания.
- Работа от литиевой батарейки CR2032.
- Ресурс батареи – более 1 000 измерений.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Подходит для домашнего использования и медицинских учреждений.
- Зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие.

### Комплект поставки

- Глюкометр Diamedical iCHECK – 1 шт.
- Тест-полоски – 25 шт.
- Стерильные ланцеты – 25 шт.
- Устройство для прокалывания – 1 шт.
- Литиевая батарейка CR2032 (3 В) – 1 шт.
- Руководство пользователя с гарантийным талоном.
- Переносная сумка.

### Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Тип изделия               | Глюкометр  |
| Назначение                | Определение уровня глюкозы в капиллярной крови (in vitro)    |
| Метод измерения           | Электрохимический  |
| Диапазон измерения        | от 1,7 до 41,7 ммоль/л                                       |
| Объём крови               | не более 0,9 мкл   |
| Время измерения           | 9 с  |
| Единицы измерения         | ммоль/л  |
| Память                    | 180 результатов с датой и временем                           |
| Расчёт средних значений   | 7, 14, 21 и 28 дней  |
| Автоматическое отключение | через 1 мин без тест-полоски или через 3 мин с тест-полоской |
| Источник питания          | Литиевая батарейка CR2032, 3 В                               |
| Ресурс батареи            | более 1 000 измерений  |
| Цвет                      | Синий  |

## Преимущества

- Высокая точность определения уровня глюкозы в капиллярной крови.
- Электрохимический метод измерения обеспечивает стабильные результаты анализа.
- Для исследования требуется всего до 0,9 мкл крови.
- Получение результата всего за 9 секунд.
- Широкий диапазон измерения от 1,7 до 41,7 ммоль/л.
- Память на 180 результатов с датой и временем измерения.
- Автоматический расчёт средних значений за 7, 14, 21 и 28 дней.
- Регулируемая глубина прокола для более комфортного получения образца крови.
- Автоматическое отключение снижает расход заряда батареи.
- Ресурс элемента питания составляет более 1 000 измерений.
- Компактные размеры 58 × 80 × 19 мм позволяют всегда иметь прибор при себе.
- Небольшой вес – всего 50 г с элементом питания.
- Поставляется с 25 тест-полосками, 25 стерильными ланцетами и устройством для прокалывания.
- Готов к использованию сразу после распаковки.
- Подходит для самоконтроля и профессионального применения в медицинских учреждениях.
- Зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:   |
|----------------------------|---|
| <b>Бренд</b>               | Сделано в Китае   |
| <b>Страна бренда</b>       | Китай   |
| <b>Отрасли</b>             | Для исследований крови  |
| <b>Ссылка на документы</b> | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040723.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040723.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>        | 58×80×19  |
| <b>Вес, кг</b>             | 0.05  |
| <b>Электропитание, В</b>   | 3 (батарейка CR2032)  |
| <b>Страна производства</b> | Китай   |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются

справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.