

Карманные весы OHAUS YA302

Аналитические и лабораторные весы Арт. 80251911



- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 300
- Дискретность, г: 0,05
- Калибровка: внешняя



Под заказ

Описание

Карманные весы OHAUS YA302

Удобные малогабаритные переносные весы размером с ладонь.

Карманные весы серии YA компании OHAUS соединяют в себе превосходные рабочие характеристики, стильный и функциональный дизайн и удобные размеры, благодаря которым их можно взять с собой куда угодно, в портфеле или просто в кармане. Яркий ЖК-дисплей с подсветкой, быстрота и удобство выполнения всех операций — зачем искать что-то ещё, если можно приобрести весы OHAUS. Не требуют получения специального сертификата о внесении в реестр средств измерений.

Стандартный набор функций

- Оригинальная конструкция откидной крышки обеспечивает надёжную защиту весов.
- Прочный пластиковый корпус с весовой платформой из нержавеющей стали.
- Взвешивание в граммах, унциях, каратах, гранах и пеннивейтах.
- Функция автовыключения для сохранения энергии.

Преимущества

Преимущества OHAUS YA302

- Прочный, прорезиненный пластиковый корпус, платформа из нержавеющей стали.
- Яркий жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Простое управление с помощью трёх кнопок.
- Единицы измерения: грамм, унция, карат, гран, пеннивейт.
- Экономия заряда батареи, автовыключение.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	80251911
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США

Тип весов	портативные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	300
Дискретность, г	0,05
Воспроизводимость (СКО), г	0,15
Линейность, ± г	0,15
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	70×50
Габариты, мм	110×75×20
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.