

## Карманный анемометр с крыльчаткой Testo 410-1

Анемометры    Арт. 0560 4101



- Измеряет: температуру, скорость потока воздуха
- Особенности: с крыльчаткой
- Диапазон измерения, м/с: 0,4...20



Под заказ

### Области применения:

- Строительный комплекс

## Описание

### Карманный анемометр с крыльчаткой Testo 410-1

Testo 410-1 предназначен для измерения скорости потока и температуры воздуха. Это очень удобный, компактный и лёгкий в управлении прибор. Встроенная крыльчатка диаметром 30 мм отлично подходит для быстрых точечных замеров на выходах воздуховодов.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от обычных батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одно комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 100 часов работы.

Комплектация:

- Анемометр Testo 410-1 с защитным колпачком.
- Ремешок для крепления на запястье.
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 4101
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Строительный комплекс
Измеряет	температуру, скорость потока воздуха
Особенности	с крыльчаткой
Диапазон измерения, °C	-10...+50
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1

Диапазон измерения, м/с	0,4...20
Погрешность, м/с	±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.)
Разрешение, м/с	0,1
Габариты, мм	133×46×25
Вес, кг	0.11
Страна производства	Германия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.