

Холодильник для хранения компонентов крови Thermo Scientific Forma FPBB 3004V

Медицинские и фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для крови
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 1-8
- Общий объём, л: 826
- Объём холодильной камеры, л: 826

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
 SCIENTIFIC

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/10851 от 22.11.2011

Описание

Холодильник для хранения компонентов крови Thermo Scientific Forma FPBB 3004V

Холодильник Thermo Scientific Forma серии FRBB 3004V предназначен для безопасного хранения крови и её компонентов при температуре +4 °C. Снабжён выдвижными ящиками из нержавеющей стали (6 шт.), которые позволяют разместить большое количество образцов и одновременно обеспечить свободный доступ к хранящимся препаратам.

В холодильник FRBB 3004V помещается до 426 шт. трансфузионных пакетов на 450 мл.

Температурный диапазон от +1 до +8 °C. Температура, предварительно установленная на заводе, составляет +4 °C. Цифровой дисплей отображает температуру в рабочей камере с точностью 0,1 °C.

Конструкция дверей — двойной стеклопакет, позволяющий избежать образования конденсата. Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери. Открытую дверь можно зафиксировать распахнутую на 90°.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10851 от 22.11.2011.

Система безопасности

- Трёхуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа.
- Есть дверной замок.
- При повышении или понижении температуры или отключении электричества автоматически включается визуальная и звуковая сигнализация.
- Визуальная сигнализация срабатывает при необходимости сервисного обслуживания и недостаточном уровне зарядки аккумулятора.
- Аккумуляторная батарея, поддерживающая в рабочем режиме контрольную панель при отключении электричества.
- Можно подключить холодильник к устройству внешнего сигнала тревоги.

Преимущества

Преимущества Thermo Scientific Forma FRBB 3004V

- Графический цветовой термометр.
- Перемещаемые по высоте рабочей камеры выдвижные решётчатые полки с ограничителями.
- Автоматическое закрывание двери.
- Для удобства передвижения есть роликовые опоры с возможностью фиксации.
- Автоматическая система размораживания.
- Автоматическое удаление конденсата.
- Порт доступа (диаметр — 2,5 см) позволяют использовать независимые датчики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	США
Тип холодильника	для крови
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °C	1-8
Общий объём, л	826
Объём холодильной камеры, л	826
Габариты, мм	2012×925×864

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.