

Холодильник для хранения компонентов крови Thermo Scientific Forma FPBB 5004V

Медицинские и фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для крови
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °С: 1-8
- Общий объём, л: 1447
- Объём холодильной камеры, л: 1447

ЛЕНТИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/10851 от 22.11.2011

Описание

Холодильник для хранения компонентов крови Thermo Scientific Forma FPBB 5004V

Холодильник Thermo Scientific Forma серии FRBB 5004V предназначен для безопасного хранения крови и её компонентов при температуре +4 °С. Оборудован выдвижными ящиками из нержавеющей стали (14 шт.), которые позволяют разместить большое количество образцов и одновременно обеспечить свободный доступ к хранящимся препаратам.

Это самый большой холодильник линейки FRBB, он оснащён двумя дверями, и в него помещается до 1447 шт. трансфузионных пакетов на 450 мл.

Температурный диапазон от +1 до +8 °С. Температура, предварительно установленная на заводе, составляет +4 °С. Цифровой дисплей отображает температуру в рабочей камере с точностью 0,1 °С.

Конструкция дверей – двойной стеклопакет, позволяющий избежать образования конденсата. Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери. Открытую дверь можно зафиксировать распахнутую на 90°.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10851 от 22.11.2011.

Система безопасности

- Трёхуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа.
- Есть дверной замок.
- При повышении или понижении температуры или отключении электричества автоматически включается визуальная и звуковая сигнализация.
- Визуальная сигнализация срабатывает при необходимости сервисного обслуживания и недостаточном уровне зарядки аккумулятора.
- Аккумуляторная батарея, поддерживающая в рабочем режиме контрольную панель при отключении электричества.
- Можно подключить холодильник к устройству внешнего сигнала тревоги.

Преимущества

Преимущества Thermo Scientific Forma FRBB 5004V

- Графический цветовой термометр.
- Перемещаемые по высоте рабочей камеры выдвижные решётчатые полки с ограничителями.
- Автоматическое закрытие двери.
- Для удобства передвижения есть роликовые опоры с возможностью фиксации.
- Автоматическая система размораживания.
- Автоматическое удаление конденсата.
- Порт доступа (диаметр – 2,5 см) позволяют использовать независимые датчики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	США
Тип холодильника	для крови
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °C	1-8
Общий объём, л	1447
Объём холодильной камеры, л	1447
Габариты, мм	2012×925×1435

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.