

Холодильник для хранения компонентов крови Thermo Scientific Forma FRBB 1204V

Медицинские и фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для крови
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 1-8
- Общий объём, л: 326
- Объём холодильной камеры, л: 326

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Холодильник для хранения компонентов крови Thermo Scientific Forma FPBB 1204V

Холодильник Thermo Scientific Forma серии FPBB 1204V предназначен для безопасного хранения крови и её компонентов при температуре +4 °C. Снабжён выдвижными ящиками из нержавеющей стали (6 шт.), которые позволяют разместить большое количество образцов и одновременно обеспечить свободный доступ к хранящимся препаратам.

В холодильник FRBB 1204V помещается до 192 шт. трансфузионных пакетов на 450 мл.

Температурный диапазон от +1 до +8 °C. Температура, предварительно установленная на заводе, составляет +4 °C. Цифровой дисплей отображает температуру в рабочей камере с точностью 0,1 °C.

Конструкция дверей – двойной стеклопакет, позволяющий избежать образования конденсата. Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери. Открытую дверь можно зафиксировать распахнутую на 90°.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10851 от 22.11.2011.

Система безопасности

- Трёхуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа.
- Есть дверной замок.
- При повышении или понижении температуры или отключении электричества автоматически включается визуальная и звуковая сигнализация.
- Визуальная сигнализация срабатывает при необходимости сервисного обслуживания и недостаточном уровне зарядки аккумулятора.
- Аккумуляторная батарея, поддерживающая в рабочем режиме контрольную панель при отключении электричества.
- Можно подключить холодильник к устройству внешнего сигнала тревоги.

Преимущества

Преимущества Thermo Scientific Forma FRBB 1204V

- Графический цветовой термометр.
- Перемещаемые по высоте рабочей камеры выдвижные решётчатые полки с ограничителями.
- Автоматическое закрывание двери.
- Для удобства передвижения есть роликовые опоры с возможностью фиксации.
- Автоматическая система размораживания.
- Автоматическое удаление конденсата.
- Порт доступа (диаметр – 2,5 см) позволяют использовать независимые датчики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	США
Тип холодильника	для крови
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °C	1-8
Общий объём, л	326
Объём холодильной камеры, л	326
Габариты, мм	1869×762×610

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.