

Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2502

Медицинские и фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница

46 243 руб.

Оптовая цена

43 476 руб.

бирюса

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип холодильника: для медицинских отходов
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: -1...+10
- Общий объём, л: 295
- Объём холодильной камеры, л: 295

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2502

Предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в холодильнике не более 7 суток с начала момента накопления отходов.

Применение холодильника «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Холодильник оснащён светодиодным светильником. Включение и выключение светильника происходит автоматически при открытии/закрытии двери холодильника.

Холодильник оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей холодильника и емкостей для хранения медицинских отходов.

Холодильник может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Особенности:

- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры и незакрытой двери холодильника.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения холодильник оснащён колёсными опорами.

Холодильник оснащён механическим замком, позволяющим ограничить доступ к хранящимся в холодильнике отходам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	для медицинских отходов
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	-1...+10
Общий объём, л	295
Объём холодильной камеры, л	295
Количество компрессоров, шт	1 (не инверторный)
Хладагент	R-600a
Габариты, мм	600×590 (630 с учётом ручки) ×1455
Вес, кг	56
Электропитание, В	230±23
Потребляемая мощность, Вт	85
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.