

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-50

Динамометры



Ваша цена

Розница
6 514 руб.

Оптовая цена
6 411 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 5-50
- Цена деления шкалы, даН : 1
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 1,5

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-50

Динамометр НТМИЗ ДК-50 предназначен для измерения мышечной силы кисти женщин и подростков. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это второй по диапазону в линейке динамометров.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000024727.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024727.pdf
Диапазон измерений, даН	5-50
Цена деления шкалы, даН	1
Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН	1,5

Габариты, мм	135×50×25
Вес, кг	0.21
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.