

## Комплект зеркального офтальмоскопа Завод Оптик ОЗ-2

Офтальмоскопы



### Ваша цена

Розница  
**6 969 руб.\***

\$89

Оптовая цена  
**6 734 руб.**

\$86

\* ориентировочная цена на 09.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Комплект зеркального офтальмоскопа Завод Оптик ОЗ-2

Завод Оптик ОЗ-2 – комплект зеркального офтальмоскопа, предназначенный для офтальмологической практики. Используется для исследования глазного дна, роговицы, влаги камер глаза, хрусталика и стекловидного тела. Прибор позволяет оценивать прозрачность оптических сред глаза в проходящем свете, проводить исследование глазного дна методом обратной офтальмоскопии и определять клиническую рефракцию с помощью набора скиаскопических линеек методом теневой пробы.

Для обратной офтальмоскопии применяется дополнительная двояко-выпуклая линза 13 диоптрий (+13D) или 20 диоптрий (+20D), что позволяет получать перевернутое увеличенное изображение глазного дна между лупой и глазом врача.

Комплект удобен в эксплуатации, обладает оптимальной массой и размерами для работы в кабинете офтальмолога и не требует специальных условий хранения.

### Особенности

- Комплект включает зеркальный офтальмоскоп с наборами зеркал и линеек.
- Возможность исследования прозрачности оптических сред глаза в проходящем свете.
- Обратная офтальмоскопия с использованием дополнительной линзы +13D или +20D.
- Определение клинической рефракции методом теневой пробы.
- Перевернутое увеличенное изображение глазного дна для точной диагностики.
- Компактные габариты и низкая масса, удобство транспортировки и эксплуатации.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	ОЗ-2
Световой диаметр зеркал	43 мм
Фокусное расстояние вогнутого зеркала	175 ± 10 мм
Диаметр смотрового отверстия в центре зеркал	3,5 мм

## Преимущества

- Позволяет проводить точное исследование глазного дна, роговицы, хрусталика и стекловидного тела.
- Исследование прозрачности оптических сред глаза в проходящем свете для быстрой диагностики.
- Возможность обратной офтальмоскопии с использованием линз +13D или +20D.
- Определение клинической рефракции методом теневой пробы.
- Перевернутое увеличенное изображение глазного дна для точной визуализации структур глаза.
- Компактные габариты 160 × 80 × 30 мм и масса 200 г обеспечивают удобство работы и транспортировки.
- Набор зеркал с различными диаметрами световых отверстий позволяет адаптировать прибор под

разные клинические задачи.

- Простая и надёжная конструкция облегчает обслуживание и длительную эксплуатацию.
- Можно работать без электричества, подходит для использования в полевых условиях.
- Подходит для использования в офтальмологических кабинетах и медицинских учреждениях любого уровня.
- Высокая точность изготовления зеркал обеспечивает качественное отображение деталей глазного дна.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод Оптик
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Габариты, мм	160×80×30
Вес, кг	0.2
Страна производства	Беларусь

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.