

Компрессорный ингалятор Little Doctor LD-211C

Ингаляционная терапия



Ваша цена

Розница

3 168 руб.

Оптовая цена

3 141 руб.

Little Doctor

Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

Описание

Компрессорный ингалятор Little Doctor LD-211C

Little Doctor LD-211C – компрессорный ингалятор (небулайзер) для проведения аэрозольной терапии заболеваний дыхательных путей. Устройство предназначено для эффективного распыления лекарственных растворов с формированием аэрозоля оптимальной дисперсности, обеспечивающей доставку препарата в верхние и нижние отделы респираторного тракта. Ингалятор оснащён контейнером для хранения принадлежностей и ориентирован на использование в домашних и клинических условиях.

Модель поддерживает активируемый вдохом небулайзер: конструкция формирует различные воздушные потоки при вдохе и выдохе, что повышает эффективность ингаляции и снижает потери препарата. В комплекте предусмотрены распылители А, В и С, позволяющие адаптировать терапию под различные отделы дыхательной системы, а также полный набор масок, мундштуков и назальных насадок.

В зависимости от типа используемого распылителя, частицы различного размера распределяются в аэрозоле следующим образом:

Особенности

- Активируемый вдохом небулайзер с разделением потоков при вдохе и выдохе.
- Повышенная эффективность использования лекарственного раствора за счёт низкого остаточного объёма.
- Возможность применения с широким спектром лекарственных средств.
- Комплект из трёх распылителей для различных отделов дыхательных путей: А (нижние отделы), В (универсальный), С (верхние отделы).
- Полная комплектация: маски для взрослых и детей, мундштуки, назальные насадки.
- Контейнер для хранения принадлежностей.
- Простота эксплуатации и обслуживания.
- Гарантия 3 года.

Комплект поставки

- компрессор
- небулайзер LD-N105
- распылитель ингаляционный «А» LD-N001
- распылитель ингаляционный «В» LD-N002
- распылитель ингаляционный «С» LD-N003
- маска ингаляционная LD-N040 (детская)
- маска ингаляционная LD-N041 (взрослая)
- мундштук ингаляционный LD-N022 (2 шт.)
- насадка для носа LD-N058 (взрослая)
- насадка для носа LD-N059 (детская)
- трубка ингаляционная 2 м LD-N051
- фильтры LD-N055 (5 шт.)
- угловой держатель для небулайзера
- пластиковый бокс
- предохранитель 1 А 250 В (2 шт.)
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
- упаковка

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Производительность получения аэрозоля (распылитель А) | 0.3 мл/мин |
| Производительность получения аэрозоля (распылитель В) | 0.4 мл/мин |
| Производительность получения аэрозоля (распылитель С) | 0.5 мл/мин |
| Средний размер частиц аэрозоля (MMAD, распылитель А) | 3.5 мкм |
| Средний размер частиц аэрозоля (MMAD, распылитель В) | 4.0 мкм |
| Средний размер частиц аэрозоля (MMAD, распылитель С) | 5.0 мкм |
| Объём резервуара для ингаляционного раствора | 10 мл |
| Остаточный объём ингаляционного раствора | 0.5 мл |
| Максимальное время непрерывной работы | 20 мин |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Частота генератора | нет |
| Таймер | нет |
| Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +35 °С |
| Условия эксплуатации (влажность) | не более 85% |
| Возрастные ограничения | без ограничения возраста пациента |
| Гарантия | 3 года |

Преимущества

- Активируемый вдохом небулайзер повышает эффективность доставки лекарственного аэрозоля в дыхательные пути.
- Разделение воздушных потоков при вдохе и выдохе снижает потери лекарственного средства.
- Низкий остаточный объём ингаляционного раствора обеспечивает максимально полное использование препарата.
- Возможность точного подбора терапии за счёт трёх типов распылителей для разных отделов дыхательной системы.
- Универсальность применения с широким спектром лекарственных растворов.
- Оптимальное распределение частиц аэрозоля позволяет воздействовать как на верхние, так и на нижние дыхательные пути.
- Полная комплектация снижает необходимость дополнительного приобретения аксессуаров.
- Наличие детских и взрослых масок и насадок обеспечивает использование у пациентов разных возрастных групп.
- Компактный небулайзер с контейнером для хранения принадлежностей упрощает хранение и транспортировку.
- Стабильная производительность распыления обеспечивает равномерную ингаляцию на протяжении всей процедуры.
- Низкий уровень шума повышает комфорт проведения ингаляции.
- Простота эксплуатации делает устройство удобным для домашнего использования и медицинских учреждений.
- Надёжная конструкция компрессора обеспечивает длительный срок службы оборудования.
- Гарантия 3 года подтверждает высокую надёжность устройства.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------|---|
| Бренд | Little Doctor |
| Страна бренда | Сингапур |
| Отрасли | Реабилитация, Для дома |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040799.pdf |
| Габариты, мм | 190×220×125 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Вес, кг | 1.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.