

## Контейнер для эндоскопов КЭ-КРОНТ-1

Эндоскопические тележки и органайзеры



**Ваша цена**

Розница  
**8 991 руб.**

Оптовая цена  
**8 658 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

### Описание

#### Контейнер для эндоскопов КЭ-КРОНТ-1

Контейнер для эндоскопов КЭ-КРОНТ-1 — ванна с крышкой, предназначенная для безопасной транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в структурных подразделениях медицинских организаций или в тележке контейнерной эндоскопической ТКЭ-4-КРОНТ-1. Контейнер обеспечивает асептические условия хранения эндоскопа в собранном виде в течение рабочей смены до 3-х часов, соответствуя требованиям п.3699 пп.9 СанПиН 3.3686-21.

Ванна и крышка выполнены из полимерных материалов, разрешённых для медицинского применения. Контейнер устойчив к дезинфекционной обработке и выдерживает температуру растворов +10 ... +70 °С в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113. Крышка фиксируется с помощью двух сигнализационных кнопок-фиксаторов красного или зелёного цвета, информирующих персонал о состоянии эндоскопа.

Контейнер КЭ-КРОНТ-1 — лёгкий, прочный и компактный, что обеспечивает удобство транспортировки и мобильность при работе с эндоскопами.

#### Особенности

- Предназначен для транспортировки и хранения эндоскопов.
- Асептическое хранение эндоскопа до 3-х часов в собранном виде.
- Полимерные материалы, разрешённые для медицинских изделий.
- Устойчивость к дезинфекционной обработке и температуре растворов +10 ... +70 °С.
- Крышка с красными и зелёными кнопками-фиксатором для индикации состояния эндоскопа.
- Компактность и лёгкость для удобной транспортировки.
- Совместимость с тележкой ТКЭ-4-КРОНТ-1 для повышения мобильности.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Цвет	Белый
Номинальная нагрузка	10 кг
Объём упакованного изделия	0,04 м <sup>3</sup>
Вес упакованного изделия	2,25 кг
Материал контейнера	Полимерный материал
Температура выдержки дезинфицирующих растворов	+10 ... +70 °С
Срок службы	не менее 5 лет

### Преимущества

Контейнер КЭ-КРОНТ-1 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной транспортировки, хранения и кратковременного

использования эндоскопов:

- Прочный полимерный корпус – обеспечивает долговечность и устойчивость к дезинфекционным растворам.
- Компактные размеры 580 × 460 × 145 мм – удобство размещения в тележке и хранения в структурных подразделениях.
- Лёгкий вес, не более 2,25 кг – упрощает переноску и манипуляции персоналом.
- Номинальная нагрузка до 10 кг – возможность размещения одного или нескольких эндоскопов в собранном виде.
- Крышка с красными и зелёными кнопками-фиксаторами – визуальная идентификация состояния эндоскопа (до и после обработки).
- Устойчивость к температуре дезинфицирующих растворов +10 ... +70 °С – совместимость с различными средствами обработки.
- Совместимость с [тележкой контейнерной эндоскопической ТКЭ-4-КРОНТ-1](#) – облегчает транспортировку и хранение эндоскопов внутри медицинских подразделений.
- Подходит для кратковременного хранения эндоскопов в асептических условиях до 3 ч – соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21.
- Простота очистки и дезинфекции – отсутствие острых кромок и труднодоступных мест для загрязнений.
- Гарантированная безопасность эндоскопа и персонала – минимизация риска повреждения инструмента и контакта с токсичными средствами.

Контейнер КЭ–КРОНТ–1 обеспечивает высокую эффективность и удобство при работе с эндоскопами, гарантируя сохранность инструментов, соблюдение асептики и стандарты качества медицинских учреждений.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005828.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005828.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	580 × 460 × 145
<b>Вес, кг</b>	2.25
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.