

## Контейнерная эндоскопическая тележка ТКЭ-4-КРОНТ-1

Эндоскопические тележки и органайзеры



### Ваша цена

Розница  
**30 332 руб.**

Оптовая цена  
**29 555 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Контейнерная эндоскопическая тележка ТКЭ-4-КРОНТ-1

Контейнерная эндоскопическая тележка ТКЭ-4-КРОНТ-1 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в [контейнерах ТКЭ-КРОНТ-1](#) в структурных подразделениях медицинских организаций.

Тележка представляет собой четырёхъярусную рамную конструкцию из стальной трубы Ø22 мм с порошковым покрытием. Каждый ярус состоит из [контейнера ТКЭ-КРОНТ-1](#) (ванна с крышкой), предназначенного для транспортировки и временного хранения как обработанных, так и контаминированных эндоскопов.

Изделие соответствует требованиям МУ 3.1.3798-22 и СанПиН 3.3686-21, обеспечивая эпидемиологическую безопасность при эндоскопических вмешательствах. Контейнеры допускают хранение эндоскопа в собранном виде до 3 часов в асептических условиях. Тележка устойчива к дезинфекционной обработке и выдерживает температурный диапазон применяемых растворов от +10 до +70 °С.

Тележка оснащена поворотными колесными опорами Ø75 мм с эластичным ободом и тормозами, обеспечивающими надёжную фиксацию при эксплуатации. В комплект входят красные (16 шт.) и зелёные (16 шт.) кнопки-фиксаторы для маркировки состояния эндоскопов.

### Особенности

- Четырёхъярусная рамная конструкция.
- Использование [контейнеров ТКЭ-КРОНТ-1](#) для хранения эндоскопов.
- Устойчивость к дезинфекционной обработке.
- Соответствие МУ 3.1.3798-22 и СанПиН 3.3686-21.
- Фиксация состояния эндоскопа с помощью цветных кнопок.
- Поворотные колёсные опоры Ø75 мм с тормозом.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Количество транспортируемых контейнеров	4	
Номинальная нагрузка, не более	40 кг (по 10 кг на контейнер)	
Габаритные размеры контейнера	580 × 460 × 145 мм	Диаметр колёс
75 мм		
Срок службы	5 лет	
Гарантия	2 года	

## Преимущества

Тележка ТКЭ-4-КРОНТ-1 обладает рядом преимуществ, которые делают её удобным и функциональным решением для безопасной транспортировки и кратковременного хранения

эндоскопов в контейнерах КЭ-КРОНТ-1:

- Надёжная конструкция обеспечивает устойчивость при перемещении по коридорам и помещениям медицинских организаций.
- Компактные габариты позволяют легко использовать тележку даже в ограниченном пространстве.
- Оснащена удобной ручкой и плавно движущимися колёсами с фиксаторами для безопасной остановки.
- Позволяет одновременно транспортировать до четырёх контейнеров КЭ-КРОНТ-1.
- Прочная рама изготовлена из качественных материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.
- Лёгкость в очистке и уходе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
- Сокращает время перемещения эндоскопов между подразделениями, повышая эффективность работы персонала.

Является удобным и практичным решением для обеспечения безопасной транспортировки и оперативной организации хранения эндоскопов в лечебно-профилактических учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028144.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028144.pdf</a>
Сортировка по популярности МСК	12130
Сортировка по популярности РНД	12130
Габариты, мм	580 × 580 × 1 015
Вес, кг	20
Габариты в упаковке, мм	1 180 × 220 × 570
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.