


Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
5 188 руб.

Оптовая цена
4 996 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора Ливам АЭ-25

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора АЭ-25 – надёжное и удобное решение для монтажа аквадистиллятора на стену. Предназначен для фиксации и обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в медицинских и лабораторных условиях.

Изготовлен из высококачественного металла с защитным покрытием, что гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям.

Конструкция кронштейна обеспечивает удобный монтаж и надёжную фиксацию прибора, минимизируя вибрации и обеспечивая свободный доступ для обслуживания.

Кронштейн предназначен для крепления на стену аквадистиллятора [АЭ−25](#).

Особенности

- Высокопрочный металлический корпус с защитным покрытием против коррозии;
- Оптимальная конструкция для надёжного крепления на стене;
- Простота монтажа и обслуживания;
- Минимизация вибраций и шумов при работе аквадистиллятора;
- Совместимость исключительно с аквадистиллятором АЭ-25.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---------------------|-----------------------------|
| Материал | Металл с защитным покрытием |
| Тип крепления | Настенное |
| Совместимость | Аквадистиллятор АЭ-25 |
| Размеры (Д × Ш × В) | 450 × 150 × 120 мм |
| Вес | 1,8 кг |

Преимущества

Кронштейн для аквадистиллятора АЭ-25 обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и удобным элементом крепления:

- Высокая прочность и долговечность – изготовлен из качественного металла с защитным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
- Удобство монтажа – простой и быстрый способ крепления на стену без специальных инструментов.
- Оптимальная конструкция – надёжно фиксирует аквадистиллятор, снижая вибрации и обеспечивая стабильность во время работы оборудования.
- Компактные размеры – не занимает много места и подходит для ограниченного пространства в медицинских кабинетах и лабораториях.
- Совместимость – специально разработан для аквадистиллятора [АЭ−25](#), что гарантирует

идеальную посадку и безопасность использования.

- Простота обслуживания — обеспечивает свободный доступ к оборудованию для технического обслуживания и осмотра.
- Безопасность — исключает риск падения или повреждения аквадистиллятора при работе.

Является эффективным решением для крепления и организации рабочего пространства, повышая удобство и безопасность использования аквадистиллятора АЭ-25 в медицинской практике.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ливам

Страна бренда

Россия

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.