

## Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница  
**485 руб.**

**Оптовая цена**  
**485 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400

Крышка для медицинского лотка [Ока-Медик ЛМПу-400](#) – предназначена для размещения инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении процедур мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации в сухожаровых шкафах.

Крышка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к дезинфекции и стерилизации паром или химическим способом согласно МУ 287-113. Она обеспечивает герметичное закрытие лотка и совместима с лотком объемом 3 л.

#### Особенности

- Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.
- Совместима с лотком [Ока-Медик ЛМПу-400](#).
- Устойчива к дезинфекции и стерилизации паром или химическим способом по МУ 287-113.
- Обеспечивает герметичное закрытие лотка для защиты инструментов и материалов.
- Подходит для лечебно-профилактических учреждений всех профилей.
- Простая и надёжная конструкция для многократного использования.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	400 × 300
Вес, кг	1.3
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем

информацию по мере получения её от производителей.