

Лабораторные весы ViBRA AB-3202RCE

Аналитические и лабораторные весы



Ваша цена

Розница
93 686 руб.*

\$1,190

Оптовая цена
77 389 руб.

\$983



Под заказ

* ориентировочная цена на 07.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: лабораторные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 3200
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,5
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Лабораторные весы ViBRA AB-3202RCE

Высокая точность и фирменная надёжность, лучшее сочетание цена-качество!

Весы серии АВ совмещают в себе все преимущества датчика Tuning-Fork и привлекательную цену. Отличное решение для ежедневной лабораторной работы. В серии представлены модели с Max от 320 г до 12 кг и дискретностью от 0.001 до 0.1 г. Вся серия оснащена автоматической внутренней калибровкой, имеет возможность автономного питания от батарей, а весы с Max до 620 г включительно поставляются в комплекте с легкосъёмной ветрозащитой. Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [63830-16](#). Срок свидетельства: до 18.04.2026.

Легкосъёмная стеклянная ветрозащита

Упрощает измерение самых различных образцов путём монтажа / демонтажа ветрозащиты. Для весов Max до 620 г высота ветрозащиты 160 мм.

Яркий LCD дисплей

На чётком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже при слабом освещении.

Автоматическая встроенная калибровка

На всём диапазоне MAX (для моделей с индексом RCE). Это уникальное предложение для весов данного класса.

Увеличенная до 140 миллиметров платформа

Увеличенная грузоприёмная платформа позволяет взвешивать объёмные образцы и контейнеры.

Возможность автономного питания (опция)

Опционально все весы серии имеют возможность непрерывной работы до 150 ч от сухих батарей.

Функции:

- Счётный режим.
- Процентное взвешивание.
- Режим компаратора.

Преимущества

Преимущества ViBRA AB-3202RCE

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире – гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| Бренд | ViBRA |
| Страна бренда | Япония |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000075482.pdf |
| Сортировка по популярности МСК | 8340 |
| Сортировка по популярности РНД | 8390 |
| Тип весов | лабораторные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 3200 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,5 |
| Калибровка | внутренняя |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Размер платформы, мм | 190×190 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Габариты, мм | 196×293×89 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.