

## Лабораторный стол-мойка НВ-1000 МД

Лабораторные столы



### Ваша цена

Розница  
**53 222 руб.**

Оптовая цена  
**51 096 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: высокий стол (для работы стоя), пристенный стол, стол-мойка
- Особенности: с надстройкой, с мойкой, с сушилкой
- Ширина столешницы, мм: 1000
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Лабораторный стол-мойка НВ-1000 МД

НВ-1000 МД — это пристенные лабораторные столы-мойки с двойной раковиной. Ширина столешницы равна 1000 мм. Стол предназначен для работы стоя (высота стола — 850 мм).

Рабочая поверхность: ламинат. Двойная раковина глубиной 29 см сделана из полипропилена. Полипропилен влагостоек, устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, мойки из него идеально выдерживают химические реактивы и вещества.

В комплектацию входит сифон и смеситель с гибкими подводками длиной 300 мм.

Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность.

Габариты стола в собранном виде без сушилки: 1000×600×850 мм, вместе с сушилкой: 1000×1650×850 мм. Металлические ножки регулируются по высоте.

В стандартном исполнении мы предлагаем столы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032987.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032987.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	

высокий стол (для работы стоя), пристенный стол,

стол-мойка

<b>Особенности</b>	с надстройкой, с мойкой, с сушилкой
--------------------	-------------------------------------

<b>Ширина столешницы, мм</b>	1000
------------------------------	------

<b>Материал столешницы</b>	ламинат
----------------------------	---------

<b>Габариты, мм</b>	1000×600×1650
---------------------	---------------

<b>Страна производства</b>	Россия
----------------------------	--------

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.