

## Лампа Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Прочее оборудование



### Ваша цена

Розница  
**2 448 руб.**

Оптовая цена  
**1 938 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Лампа Вуда НВ-Мед ОЛДД-1

Лампа Вуда ОЛДД-1 представляет собой люминесцентный диагностический светильник, принцип действия которого основан на излучении света в узком длинноволновом спектре ультрафиолетового диапазона и почти не дающий видимого света. Часто её называют лампой чёрного света. Рабочая длина волны 365 нм. Спектральный диапазон возбуждения люминесценции: 320-400 нм.

Предназначен для диагностики состояния кожи, в том числе микозов – грибковых заболеваний и некоторых видов дерматозов. Аппарат используется в ветеринарии и косметологических кабинетах. По свечению кожи под воздействием излучения этого прибора можно определить её состояние. Так, здоровая нормальная кожа даёт светло-синее свечение, фиолетовое говорит о чувствительной, индиго о сухой коже. Белым свечением лампа выделяет воспалённые участки кожи, а зеленоватым грибковые поражения. Её также используют для исследования поражённых участков бровей, ресниц, волосистой части головы, пушковых волос, ногтей.

Перед началом диагностики кожу пациента тщательно очищают, глаза защищают от прямого воздействия лампы. Обследование проводится в полной темноте с расстояния 15–20 см, время воздействия не более 2 минут. УФ-облучённость контролируемой поверхности на расстоянии 0,15 м от светофильтра составляет 5 Вт/м<sup>2</sup>.

Источником ультрафиолетового света является специальная лампа мощностью 9 Вт.

Габариты осветительного блока: 40×52×270 мм, блока питания: 60×75×85 мм. Масса осветителя: 0,8 кг, блока питания: 0,25 кг.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	НВ-Мед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для кабинета дерматолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000023653.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000023653.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000023653.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000023653.pdf</a>

Габариты, мм	40×52×270
Вес, кг	1.05
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	50 ВА
Страна производства	Китай

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.