

Логгер данных температуры Testo 175 T1

USB-логгеры



Ваша цена

Розница
19 895 руб.

Оптовая цена
19 563 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °C: -35...+55

Описание

Логгер данных температуры Testo 175 T1

Компактный логгер данных Testo 175 T1 предназначен для продолжительной регистрации данных температуры в холодильных помещениях и морозильных камерах, а также в процессе транспортировки продуктов.

Большой объем памяти рассчитан на запись 1 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 10 секунд до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на три года работы.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|------------------------|--------------------|
| Бренд | Testo |
| Страна бренда | Германия |
| Измеряет | температуру |
| Диапазон измерения, °C | -35...+55 |
| Погрешность, °C | 0,5 |
| Разрешение, °C | 0,1 |
| Объём памяти | 1 000 000 значений |
| Габариты, мм | 89×53×27 |
| Вес, кг | 0.13 |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.