

## Малый кейс для CFR-логгеров Testo

Высокотемпературные логгеры    Арт. 0516 1901



Под заказ

### Описание

#### Малый кейс для CFR-логгеров Testo 190

Многофункциональный кейс обеспечивает надёжную транспортировку восьми логгеров данных и защищает их от повреждений.

Кейс оснащён считывающим модулем с USB-интерфейсом, в котором можно одновременно считывать и программировать все 8 логгеров с помощью компьютера или ноутбука. Для этого используется программное обеспечение [Testo 190 &nbsp;CFR](#). ПО поможет эффективно выполнять все процедуры: от быстрого конфигурирования и считывания до полного анализа данных и простым составлением отчётов.

Не нужно заранее вынимать логгеры из считывающего модуля, а потом вставлять их обратно, их можно переконфигурировать прямо перед следующим использованием.

Комплект поставки: многофункциональный кейс с USB-кабелем и модулем для программирования и считывания до 8 логгеров данных.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0516 1901
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Габариты, мм	340×265×60
Вес, кг	1.13

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.