

Малый лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1311

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
3 009 руб.

Оптовая цена
2 889 руб.

RW 1982

В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Малый лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1311

Небольшой кран-штуцер для использования в лабораториях сделан из латуни с полипропиленовым покрытием. Общие габариты: 200×130×20 мм.

Вентиль в 1/4 поворота. Соединительный штуцер (50 мм) при необходимости можно демонтировать. Сопло можно извлечь и очистить.

Максимальное давление воды на входе: 25 бар.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Runwangda
Страна бренда	Китай
Серия	НВ
Тип	кран (смеситель)
Габариты, мм	200×130×20
Вес, кг	0.35
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.