

Малый соединительный шланг к пневмомассажеру Аквита Лимфа-Э-1 (7 секций)

Прессотерапия и лимфодренаж



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



Описание

Малый соединительный шланг Аквита Лимфа-Э (7 секций)

Малый соединительный шланг (воздуховод) на 7 секций — это специализированное комплектующее для медицинских аппаратов прерывистой компрессии серии Аквита Лимфа-Э. Изделие разработано для надежного пневматического соединения многокамерных лечебных манжет (например, «Рукав» или «Сапог») с базовым **пневмомассажером Аквита Лимфа-Э-1** (а также моделями Лимфа-Э-2 и Лимфа-Э-3). Укороченный формат шланга оптимален для ситуаций, когда компрессорный блок располагается в непосредственной близости от пациента, либо для создания разветвленных систем при одновременном подключении двух манжет.

Главная задача малого воздуховода — обеспечить герметичную и бесперебойную передачу сжатого воздуха по семи независимым каналам для формирования правильной физиологической компрессии. Использование укороченного шланга повышает эргономику рабочего места врача-физиотерапевта, исключая провисание и спутывание длинных трубок на полу, что снижает риск их случайного повреждения или пережатия.

Изделие выполнено из высококачественных медицинских полимеров, устойчивых к регулярным перепадам давления и многократной санитарной обработке. Шланг полностью готов к интенсивной эксплуатации в клинических отделениях реабилитации, флебологии, спортивной медицины, а также удобен для компактного домашнего использования.

Конструктивные особенности

- Укороченная длина магистрали оптимизирует пространство вокруг пациента и аппарата, предотвращая спутывание пневмоканалов.
- Семь независимых воздуховодов гарантируют точную синхронизацию импульсов давления с 7-секционными терапевтическими манжетами.
- Эластичный полимерный материал трубок исключает образование заломов и перегибов, обеспечивая стабильную проходимость воздуха.
- Усиленные соединительные штуцеры (коннекторы) обеспечивают абсолютную герметичность стыковки с портами аппарата и манжеты.
- Раздельная цветовая или позиционная маркировка каналов (в зависимости от партии) упрощает сборку системы и исключает ошибки при подключении.
- Гладкая внешняя поверхность шланга легко поддается дезинфекции стандартными неагрессивными медицинскими растворами.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ПОКАЗАТЕЛЬ

Тип изделия Многоканальный воздуховод (малый соединительный шланг)

Совместимость с аппаратами Аквита Лимфа-Э-1, Лимфа-Э-2, Лимфа-Э-3

Совместимость с манжетами 7-секционные (все модификации)

Количество пневматических каналов 7

Тип подключения Раздельные штуцеры для каждого канала

Герметичность соединений Полная (исключает потерю рабочего давления до 140 мм рт. ст.)

Материал трубок Медицинский эластичный полимер

Преимущества

- Повышает общую эргономику процедуры прессотерапии за счет отсутствия лишней длины трубок в рабочей зоне.
- Обеспечивает мгновенную и точную передачу воздушного импульса от компрессора к манжете без потерь давления в магистрали.
- Снижает риск случайного обрыва или повреждения шланга колесами медицинских тележек, так как не провисает до пола.
- Упрощает процесс сборки, разборки и хранения аппарата благодаря своей компактности.
- Устойчив к износу, микротрещинам и потере эластичности при ежедневном коммерческом использовании в клинике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аквита
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.