

## Манометр абсолютного давления Testo 511

Манометры    Арт. 0560 0511



- Измеряет: давление
- Диапазон измерения абс. давления, мбар: 300...1200



Под заказ

### Описание

#### Манометр абсолютного давления Testo 511

Манометр абсолютного давления Testo 511 – это очень удобный, компактный и легкий в управлении прибор. Измеряет абсолютное давление в диапазоне от 300 до 1200 мбар с погрешностью  $\pm 3$  мбар.

Можно ввести значение высоты над уровнем моря и Testo 511 рассчитает барометрическое давление по месту замера. Также он может измерить барометрическую высоту между двумя точками.

При помощи меню можно выбрать необходимую единицу измерения: гПа, мбар, Па, мм H<sub>2</sub>O, мм рт. ст., дюйм H<sub>2</sub>O, дюйм рт. ст., м/с, фунт/мин. ЖК-дисплей с подсветкой чётко отображает все полученные результаты даже при плохом освещении.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 50 часов работы.

### Характеристики

| Параметр:                                 | Показатель: |
|---|-------------|
| Артикул                                   | 0560 0511   |
| Бренд                                     | Testo       |
| Страна бренда                             | Германия    |
| Измеряет                                  | давление    |
| Диапазон измерения абс. давления, мбар    | 300...1200  |
| Погрешность измерения абс. давления, мбар | $\pm 3$     |
| Разрешение измерения абс. давления, мбар  | 0,1         |
| Габариты, мм                              | 119×46×25   |
| Вес, кг                                   | 0.09        |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.