

Манжета-талиа для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S

Прессотерапия



Ваша цена

Розница
11 761 руб.

Оптовая цена
10 820 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...300

Описание

Дополнительная манжета – талиа для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S

Дополнительная манжета-талиа предназначена для расширения комплектации аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S. Используется для замены штатной манжеты или как отдельный аксессуар в условиях повышенной нагрузки и многопользовательского режима.

Манжета анатомически повторяет форму талии, имеет прочную многослойную структуру и оборудована шестью воздушными камерами для равномерного распределения давления. Изготовлена из износостойких материалов, устойчивых к повторяющемуся воздействию воздуха под давлением и регулярной санитарной обработке.

Обеспечивает корректную посадку и надёжную фиксацию благодаря регулируемым застёжкам. Может подключаться к аппаратам напрямую без дополнительных переходников.

Размер и конструкция полностью соответствуют штатной манжете, поставляемой в комплекте с аппаратами.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Манжета для талии
Совместимость	Won Industry LC-600, LC-600S
Количество воздушных камер	6
Материал	Многослойный медицинский полиуретан
Цвет	Серый с чёрными вставками
Регулировка объёма	Застёжки на липучке
Тип подключения	Прямое, без адаптеров
Размеры	~120 × 35 см
Вес	~0,8 кг
Уход	Обработка дезинфицирующими средствами, не содержащими хлор

Преимущества

Дополнительная манжета-талиа для аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S предлагает практические преимущества для расширения возможностей оборудования и повышения эффективности процедур:

- Совместимость с моделями LC-600 и LC-600S – не требует переходников или дополнительной настройки.
-

Шесть воздушных отсеков — обеспечивают равномерное распределение давления и комфорт пациента.

- Повышает гибкость процедур — подходит для локальной проработки области живота и поясницы.
- Прочный износостойкий материал — обеспечивает долговечность и простоту санитарной обработки.
- Быстрое подключение к аппарату — экономит время при подготовке к сеансу.
- Может использоваться как запасная или дополнительная манжета в условиях высокой нагрузки на оборудование.
- Унифицированный размер — соответствует базовой комплектации, легко заменяется без подгонки.

Дополнительная манжета-талия помогает адаптировать оборудование под потребности клиники, улучшая качество массажа и комфорт пациента.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Количество секций в манжете	6
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...300
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.