

Манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S (со шлангами)

Прессотерапия



Ваша цена

Розница Оптовая цена **11 761 руб. 10 820 руб.**



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...300

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Дополнительная манжета-талия

для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S

Дополнительная манжета–талия предназначена для расширения комплектации аппаратов прессотерапии Won Industry LC–600 и LC–600S. Используется для замены штатной манжеты или как отдельный аксессуар в условиях повышенной нагрузки и многопользовательского режима.

Манжета анатомически повторяет форму талии, имеет прочную многослойную структуру и оборудована шестью воздушными камерами для равномерного распределения давления. Изготовлена из износостойких материалов, устойчивых к повторяющемуся воздействию воздуха под давлением и регулярной санитарной обработке.

Обеспечивает корректную посадку и надёжную фиксацию благодаря регулируемым застёжкам. Может подключаться к аппаратам напрямую без дополнительных переходников.

Размер и конструкция полностью соответствуют штатной манжете, поставляемой в комплекте с аппаратами.

Технические характеристики

Параметр Значение		
Тип изделия Манжета для талии		
Совместимость Won Industry LC-600, LC-	-600S	
Количество воздушных камер 6		
Материал Многослойный медицинский и	полиуретан	
Цвет Серый с чёрными вставками		
Регулировка объёма Застёжки на липучн	се	
Тип подключения Прямое, без адаптеро	В	
Размеры ~120 × 35 см		
Вес ~0,8 кг		
Уход Обработка дезинфицирующими ср	едствами, не содержащими хлор	

Преимущества

Дополнительная манжета-талия для аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S



предлагает практичные преимущества для расширения возможностей оборудования и повышения эффективности процедур:

- Совместимость с моделями LC-600 и LC-600S не требует переходников или дополнительной настройки.
- Шесть воздушных отсеков обеспечивают равномерное распределение давления и комфорт
- Повышает гибкость процедур подходит для локальной проработки области живота и поясницы.
- Прочный износостойкий материал обеспечивает долговечность и простоту санитарной обработки.
- Быстрое подключение к аппарату экономит время при подготовке к сеансу.
- Может использоваться как запасная или дополнительная манжета в условиях высокой нагрузки на оборудование.
- Унифицированный размер соответствует базовой комплектации, легко заменяется без подгонки.

Дополнительная манжета-талия помогает адаптировать оборудование под потребности клиники, улучшая качество массажа и комфорт пациента.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	
	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая
	медицина
Количество секций в манжете	6
Давление в манжете, мм рт. ст.	50300
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.