

# Медицинская инструментальная универсальная мойка МИУ-КРОНТ

Мойки для эндоскопов



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 46 900 руб. 45 447 руб.** 



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Медицинская инструментальная универсальная мойка МИУ-КРОНТ

МИУ-КРОНТ — специализированная установка для предварительной и окончательной очистки медицинских изделий, включая гибкие эндоскопы. Обеспечивает мойку наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов водой и моющими средствами, а также ручную механическую очистку с помощью щёток и заключительное ополаскивание водой. Конструкция мойки позволяет проводить обработку методом полного погружения изделий в воду или дезинфицирующий раствор.

Мойка оснащена полками и нижним поддоном для размещения принадлежностей, а также комплектуется контейнерами <a href="KPOHT&nbsp;K\_AC&minus;0,2">KPOHT&nbsp;K\_AC&minus;0,2</a> (2 шт.) для обработки эндоскопических принадлежностей и компонентов. Ванна имеет крышку и обтекаемые контуры, предотвращающие критические изгибы эндоскопов. Глубина ванны обеспечивает полное погружение инструмента.

Установка подключается к системе водоснабжения (горячая и холодная вода) и канализации. Система подачи воды включает смеситель с поворотным изливом и выдвижной лейкой для удобной локальной обработки. Конструкция сливной системы гарантирует полный слив воды или раствора. Допускается использование любых разрешённых в РФ дезинфицирующих средств.

При обработке эндоскопов мойка используется совместно с устройством для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ–КРОНТ, а также с установками дезинфекционными эндоскопическими KPOHT УДЭ−1 и KPOHT УДЭ−2 на этапе дезинфекции высокого уровня.

Тележка установки выполнена из стальных трубных элементов с порошковым покрытием, оборудована четырьмя поворотными колёсными опорами Ø75 мм с резиновым ободом и пластиковыми амортизирующими отбойниками. Ванна, крышка, поддон, полки и контейнеры изготовлены из полимерных материалов, разрешённых для применения в медицинских изделиях.

# Особенности

- Предназначена для мойки и очистки эндоскопов и других медицинских изделий.
- Возможность полного погружения изделий в воду или моющий раствор.
- Комплектация контейнерами KPOHT КДС −0,2 для обработки принадлежностей.
- Смеситель с поворотным изливом и выдвижной лейкой.
- Совместимость с установками KPOHT УДЭ−1 и KPOHT УДЭ−2.
- Тележка на четырёх колёсных опорах Ø75 мм для мобильности.
- Изготовление из разрешённых медицинских полимерных материалов.

## Технические характеристики

Характеристика 3	начение	_
Максимальный объём ванны 45 л		
Номинальная нагрузка 60 кг (ванна – 45 кг, поддон – 10 кг, полки – 5 кг)		
Внутренние размеры ванны (Д × Ш × Г) 680 × 430 × 165 мм		
Рабочая поверхность поддона (Д × Ш × Г) 770 × 400 × 13 мм		

Срок службы

5 лет

# Преимущества

Мойки МИУ–КРОНТ предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимыми для безопасной и эффективной обработки эндоскопов и других медицинских изделий:

- Полное погружение изделий обеспечивает тщательную очистку наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов.
- Совместимость с установками дезинфекционной эндоскопической обработки KPOHT уДЭ−1  $_{\rm M}$  KPOHT уДЭ−2
- Наличие контейнеров KPOHT КДС−0,2 для обработки эндоскопических принадлежностей.
- Удобная система подачи воды с поворотным изливом и выдвижной лейкой для локальной обработки.
- Обтекаемые контуры ванны предотвращают критические изгибы эндоскопа при мойке.
- Тележка на четырёх поворотных колёсных опорах Ø75 мм мобильность и удобство перемещения.
- ullet Применение полимерных материалов, разрешённых для медицинских изделий безопасность и долговечность.
- Простота эксплуатации установка готова к подключению к водопроводу и канализации без дополнительных приспособлений.
- Подходит для ручной и механической очистки щётками, а также для замачивания и ополаскивания изделий.
- Надёжность и долговечность срок службы установки до 5 лет, нагрузка до 60 кг.

Мойки МИУ–КРОНТ являются эффективным решением для обеспечения высокого качества обработки медицинских изделий, безопасной эксплуатации и удобства персонала в клинической практике.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	950 × 650 × 1 230
Вес, кг	20
Габариты в упаковке, мм	990 × 260 × 640
Страна производства	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.