

Медицинская трубка Альфапластик ПВХ

Трубки и шланги

Арт. H0000001250

Ваша цена

Розница

135 руб.

Оптовая цена

130 руб.

 GOST R 52732-2007

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

Описание

Медицинская трубка Альфапластик ПВХ

Медицинская трубка Альфапластик ПВХ изготовлена из медицинского поливинилхлорида и предназначена для применения в различных областях медицины в качестве соединительного, транспортирующего и дренажного элемента. Изделие используется при катетеризации, зондировании, дренировании, а также для подключения к хирургическим аппаратам, медицинским приборам и системам.

Трубка совместима с кровью, кровезаменителями, физиологическими растворами и другими медицинскими жидкостями. Медицинский ПВХ не содержит фталатов (DEHP/DOP Free), отличается химической инертностью, высокой гибкостью и эластичностью, благодаря чему хорошо адаптируется к анатомическим особенностям и обеспечивает удобство использования.

Изделие выпускается в различных типоразмерах, где для каждого варианта указывается внутренний диаметр и толщина стенки трубки. Материал устойчив к воздействию большинства медицинских растворов и подходит для эксплуатации в условиях, предусматривающих проведение стерилизации.

Вниманию клиентов! Отпуск осуществляется в метрах.

Особенности

- Изготовлена из медицинского поливинилхлорида.
- Не содержит фталатов (DEHP/DOP Free).
- Предназначена для медицинского применения.
- Высокая гибкость и эластичность.
- Легко адаптируется к анатомическим формам.
- Химически инертна к большинству медицинских растворов и жидкостей.
- Совместима с кровью, кровезаменителями и физиологическими растворами.
- Подходит для соединения с хирургическими аппаратами и медицинскими приборами.
- Выпускается в широком диапазоне внутренних и наружных диаметров.
- Подходит для стерилизации.
- Используется в различных медицинских процедурах и лабораторных системах.

Показания к применению

- Катетеризация.
- Зондирование.
- Дренирование.
- Подключение к хирургическим аппаратам и медицинскому оборудованию.
- Работа с кровью, кровезаменителями и физиологическими растворами.
- Использование в системах взятия и переливания крови.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Медицинский поливинилхлорид (ПВХ)
Назначение	Катетеризация, зондирование, дренирование, соединение медицинских систем

Совместимые среды	Кровь, кровезаменители, физиологические растворы
Химическая стойкость	Устойчива к большинству медицинских растворов и жидкостей
Гибкость	Высокая
Эластичность	Высокая
Стерилизация	Допускается
Исполнение	Различные размеры (Ø внутренний × толщина стенки)
Единица отпуска	Погонный метр

Преимущества

- Изготовлена из медицинского поливинилхлорида.
- Не содержит фталатов.
- Подходит для контакта с кровью, кровезаменителями и физиологическими растворами.
- Высокая гибкость облегчает проведение медицинских манипуляций.
- Эластичный материал хорошо адаптируется к анатомическим особенностям пациента.
- Химически инертна к большинству медицинских растворов и жидкостей.
- Устойчива к воздействию лекарственных препаратов и биологических сред.
- Подходит для катетеризации, зондирования и дренирования.
- Используется для соединения хирургических аппаратов и медицинского оборудования.
- Совместима с системами взятия и переливания крови.
- Подходит для проведения стерилизации.
- Выпускается в широком диапазоне внутренних и наружных диаметров.
- Обеспечивает надёжное прохождение жидкостей без изменения их свойств.
- Сохраняет эксплуатационные характеристики при длительном использовании.
- Подходит для применения в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях и медицинских центрах.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	H0000001250
Бренд	Альфапластик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	
	https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010040179.pdf ,
	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040179.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.