

## Медицинская центрифуга Элекон ЦЛМН-Р10-01

Медицинские центрифуги



**Сделано  
в России**

Не поставляется

### Описание

#### Медицинская центрифуга Элекон ЦЛМН-Р10-01

ЦЛМН-Р10-01 Элекон — медицинская лабораторная настольная центрифуга с ротором на 10 пробирок, предназначенная для клинической диагностики, исследований в медицине, биологии, химии и других областях.

Центрифуга оснащена микропроцессорным управлением и приводится в движение бесщёточным двигателем западно-европейской сборки. Используются комплектующие ведущих зарубежных производителей. Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев, предусмотрено послегарантийное обслуживание.

Совместима с адаптерами — коническими и цилиндрическими, с вкладышами-амортизаторами для пробирок объемом до 15 мл, диаметром до Ø17 мм и высотой до 150 мм.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Скорость вращения	1×000, 1×500, 2×000, 2×700 об/мин
Шаг установки скорости	4 предустановленных режима
Макс. RCF	1×350g
Максимальное количество мест	10 пробирок
Максимальный размер пробирок	Ø18×150 мм
Максимальный объем пробирки	15 мл
Регулировка времени	1...99 мин
Цифровая индикация времени	есть
Блокировка крышки при вращении	есть
Плавный старт и торможение	есть
Сохранение последнего режима после выключения	есть
Габариты (мм)	450 × 400 × 265
Масса	10 кг
Габариты в упаковке (мм)	465 × 485 × 475
Масса в упаковке	12 кг
Потребляемая мощность	80 Вт
Питание	220 В / 50 Гц

### Преимущества

Центрифуги Элекон ЦЛМН-Р10-01 обладают рядом преимуществ, которые делают их надёжным и удобным инструментом для лабораторных исследований в медицине и биологии:

- Микропроцессорное управление — обеспечивает точность и стабильность параметров работы.
- Плавный старт и торможение — минимизируют механические нагрузки и увеличивают срок службы оборудования.
- Блокировка крышки при вращении ротора — гарантирует безопасность оператора.
- Цифровая индикация времени — удобна для точного контроля цикла центрифугирования.
- Сохранение последнего установленного режима — облегчает работу и экономит время при повторных запусках.
- Использование комплектующих ведущих зарубежных производителей — повышает надёжность и долговечность устройства.
- Поддержка работы с адаптерами для различных пробирок — универсальность применения в лабораториях.
- Компактные габариты и небольшой вес — удобство размещения на рабочем месте и транспортировки.
- Гарантийный срок 18 месяцев и послегарантийное обслуживание — уверенность в качестве и поддержке производителя.
- Низкое энергопотребление — экономия ресурсов при длительной эксплуатации.

Центрифуги Элекон ЦЛМН-Р10-01 обеспечивают высокую эффективность и безопасность лабораторных процессов, что делает их оптимальным выбором для клиник, научных лабораторий и исследовательских центров.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Сделано в России
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000654.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000654.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	450 × 400 × 265
<b>Вес, кг</b>	10
<b>Вес в упаковке, кг</b>	12
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	465 × 485 × 475
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	80
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.