

## Медицинская центрифуга Hettich EBA 200

Медицинские центрифуги



### Ваша цена

Розница  
**178 900 руб.**

Оптовая цена  
**177 000 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6 000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 10
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 3 461

## Описание

### Медицинская центрифуга Hettich EBA 200

EBA 200 — это практичная, компактная центрифуга для образцов малых объёмов. В комплект входит 8-местный угловой ротор, вмещающий стандартные пробирки для крови и мочи объёмом до 15 мл. Центрифуги идеально подходят для работы с небольшим количеством пробирок для забора крови и мочи.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора &#8470; РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Встроенный 8-местный ротор

- Угол наклона: 33°.
- Максимальное ускорение, g: 3461.
- Максимальная скорость, об/мин: 6000.
- Максимальная вместимость: 8×15 мл.

## Преимущества

- Оборудована не требующим обслуживания частотным приводом.
- Имеет функцию отключения при разбалансировке.
- Имеет функцию автоматического открывания и блокировки крышки.
- Есть клавиша для кратковременного центрифугирования.
- Лёгкий и прочный пластиковый корпус.
- Блокировка крышки во время работы до полной остановки.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Hettich

<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Для исследований крови
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000031589.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000031589.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031589.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031589.pdf</a>
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Размер центрифуги</b>	настольная
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	6 000
<b>Шаг задания частоты вращения, об/мин</b>	10
<b>Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g</b>	3 461
<b>Диапазон задания времени работы, мин</b>	1...99
<b>Максимальный шум, дБ</b>	50
<b>Макс. количество пробирок</b>	8×15 мл
<b>Габариты, мм</b>	228 × 262 × 352
<b>Вес, кг</b>	8
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	100
<b>Страна производства</b>	Германия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.