

Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 380 R

Медицинские центрифуги

Арт. 1706



- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24400

Hettich

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7958 от 21.12.2018

Описание

Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 380 R

Центрифуга Hettich ROTINA 380 R сочетает в себе высокую скорость работы с максимальной экономией пространства. Это высокопроизводительная центрифуга с большим набором принадлежностей для выполнения различных задач без необходимости замены ротора.

ROTINA 380 R — это центрифуга с охлаждением, которая обеспечивает работу с образцами при температуре от -20 до +40 °C.

Размер и производительность ROTINA 380 R делают её идеальной настольной центрифугой для большинства клинических, исследовательских и промышленных лабораторий.

ROTINA 380 R может центрифугировать большое количество пробирок для забора крови с использованием как горизонтального, так и вертикального ротора. Есть аксессуары для работы с ПЦР наборами среднего размера и коническими пробирками объемом 5 мл. Центрифуга может работать со многими ёмкостями для клеточных культур и коническими пробирками объемом 50 мл для разделения клеток, а также совместима с различными планшетами и штативами для проведения твердофазного анализа клеточных культур.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к Hettich ROTINA 380 R

Кол-во мест

Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

5 000

4 863

4×290 мл

4-местный

90°

4 000

2 898

4×200 мл

6-местный

90°

4 000

2 808

4×50 мл

2-местный

90°

4 000

2 397

10 планшетов

2-местный

90°

5 100

3 926

12 планшетов

Угловые роторы

6-местный

45°

11 000

16 369

6×94 мл

6-местный

45°

11 000

16 540

6×94 мл

30-местный

45°

15 000

24 400

30×2 мл

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1706
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24400
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...40
Максимальный шум, дБ	54
Макс. количество пробирок	4×290 мл
Габариты, мм	457×750×418
Вес, кг	81
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	1300
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.