

## Медицинская центрифуга MPW-351e

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 4500
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 10
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 3305



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/11085 от 18.11.2011

### Описание

#### Медицинская центрифуга MPW-351e

Высокоскоростная центрифуга MPW-351e которая позволяет достигать частоту вращения до 4 500 об/мин и создавать ускорение до 3 305 g. Центрифуга может комплектоваться различными пробирками объемами от 7 до 200 мл. Применяется в медицинских, биохимических, ветеринарных, промышленных и других лабораториях. Рекомендуется также для тестирования косметических средств, обнаружения паразитов в осадках сточных вод, обезвоживания сточных вод и исследований образцов почвы.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/11085.

### Преимущества

#### Преимущества MPW-351e

- Индукционный двигатель, не требующий ухода интуитивно понятная система настройки параметров центрифугирования.
- ЖК-дисплей.
- Регулировка скорости / RCF.
- Регулировка времени центрифугирования.
- Режим непрерывной работы.
- Работа в режиме «SHORT».
- Эффективная система вентиляции.
- Широкий ассортимент роторов и дополнительного оборудования.
- Камера центрифугирования выполнена из нержавеющей стали.

### Характеристики

| Параметр:         | Показатель:                |
|-------------------|----------------------------|
| Бренд             | MPW                        |
| Страна бренда     | Польша                     |
| Тип центрифуги    | с естественным охлаждением |
| Размер центрифуги | настольная                 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Макс. скорость вращения, об/мин | 4500 |
|---------------------------------|------|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Шаг задания частоты вращения, об/мин | 10 |
|--------------------------------------|----|

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

|         |      |
|---------|------|
| RCF), g | 3305 |
|---------|------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Габариты, мм | 380×443×545 |
|--------------|-------------|

|         |      |
|---------|------|
| Вес, кг | 40.3 |
|---------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Электропитание, В | 3200 |
|-------------------|------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Потребляемая мощность, Вт | 230 |
|---------------------------|-----|

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.